



RAZÃO SOCIAL: TORIDE CNPJ: 54.673.199/0001-48

ENDEREÇO: AVENIDA CAETANO SCHINCARIOL; 97;

PARQUE DAS EMPRESAS - CEP 13803-340 - MOGI MIRIM-SP.

AFE: 800844-2

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TORIDE S. CELEGATTI F. – CREA/SP 5061019918/SP

Fone/Fax: +55 19 3805-7580

Site: <http://www.toride.com.br>

Email: comercial@torideimplantes.com.br / sac@torideimplantes.com.br

REGISTRO ANVISA: 80084429004 - BROCAS E FRESAS

NOME TÉCNICO: INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

NOME COMERCIAL: BROCAS E FRESAS

1. MODELOS COMERCIAIS E IDENTIFICAÇÃO

A família de Brocas e Fresas são compostas pelos seguintes itens:

05.10.001 - Broca Mini Micro Ø 1.0 – 65 x 4.0 mm;

05.10.002 - Broca Mini Micro Ø 1.0 – 65 x 5.0 mm;

05.10.003 - Broca Mini Micro Ø 1.0 – 65 x 7.0 mm;

05.10.004 - Broca Mini Micro Ø 1.0 – 65 x 9.0 mm;

05.10.005 - Broca Mini Micro Ø 1.0 – 65 x 15.0 mm;

05.10.006 - Broca Ø 1.0 – 65 x 15.0 mm s/ Stop;

05.10.007 - Broca Ø 1.0 – 65 x 4.0 mm;

05.10.008 - Broca Ø 1.0 – 65 x 5.0 mm;

05.10.009 - Broca Ø 1.0 – 65 x 7.0 mm;

05.10.010 - Broca Ø 1.0 – 65 x 9.0 mm;

05.10.011 - Broca Ø 1.0 – 65 x 15.0 mm;

05.10.012 - Broca Ø 1.0 – 65.0 x 15.0 mm s/ Stop;

05.10.013 - Broca Ø 1.0 DR 2.5;

05.12.001 - Broca Ø 1.2 – 65 x 23 mm;

05.12.002 - Broca Ø 1.2 x 65 mm;

05.12.003 - Broca Ø 1.2 – 30 x 15 mm;

05.12.004 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 65 x 4.0 mm ;

05.12.005 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 65 x 5.0 mm ;

05.12.006 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 65 x 7.0 mm;

05.12.007 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 65 x 9.0 mm;
05.12.008 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 65 x 11.0 mm;
05.12.009 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 65 x 13.0 mm ;
05.12.010 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 65 x 15.0 mm ;
05.12.011 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 115 x 4.0 mm;
05.12.012 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 115 x 5.0 mm;
05.12.013 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 115 x 7.0 mm;
05.12.014 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 115 x 9.0 mm;
05.12.015 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 115 x 11.0 mm;
05.12.016 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 115 x 13.0 mm;
05.12.017 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 115 x 15.0 mm;
05.12.018 - Broca para contra ângulo Ø 1.2 – 30.0 x 15.0 mm;
05.12.019 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 65 x 23 mm;
05.12.020 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 65 x 17 mm;
05.12.021 - Broca Mini Micro Ø 1.2 – 30 x 15 mm;
05.12.022 - Broca Ø 1.2 – 64 x 4.0 mm;
05.12.023 - Broca Ø 1.2 – 65 x 5.0 mm;
05.12.024 - Broca Ø 1.2 – 65 x 7.0 mm;
05.12.025 - Broca Ø 1.2 – 65 x 9.0 mm;
05.12.026 - Broca Ø 1.2 – 65 x 11.0 mm;
05.12.027 - Broca Ø 1.2 – 65 x 13.0 mm;
05.12.028 - Broca Ø 1.2 – 65 x 15.0 mm;
05.12.029 - Broca Ø 1.2 – 115 x 4.0 mm;
05.12.030 - Broca Ø 1.2 – 115 x 5.0 mm;
05.12.031 - Broca Ø 1.2 – 115 x 7.0 mm;
05.12.032 - Broca Ø 1.2 – 115 x 9.0 mm;
05.12.033 - Broca Ø 1.2 – 115 x 11.0 mm;
05.12.034 - Broca Ø 1.2 – 115 x 13.0 mm;
05.12.035 - Broca Ø 1.2 – 115 x 15.0 mm;
05.13.001 - Broca Ø 1.3 DR 2.8;
05.15.001 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 65 x 4.0 mm;
05.15.002 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 65 x 5.0 mm;
05.15.003 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 65 x 6.0 mm;
05.15.004 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 65 x 8.0 mm;
05.15.005 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 65 x 10.0 mm;
05.15.006 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 65 x 12.0 mm;

05.15.007 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 65 x 14.0 mm;
05.15.008 - Broca Ø 1.5 – 65 x 16.0 mm;
05.15.009 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 65 x 18.0 mm;
05.15.010 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 65 x 24.0 mm;
05.15.011 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 100 x 4.0 mm;
05.15.012 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 100 x 5.0 mm;
05.15.013 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 100 x 6.0 mm;
05.15.014 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 100 x 8.0 mm;
05.15.015 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 100 x 10.0 mm;
05.15.016 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 100 x 12.0 mm;
05.15.017 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 100 x 14.0 mm;
05.15.018 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 100 x 16.0 mm;
05.15.019 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 100 x 18.0 mm;
05.15.020 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 100 x 24.0 mm;
05.15.021 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 100 x 30.0 mm;
05.15.022 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 100 x 35.0 mm;
05.15.023 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 115 x 4.0 mm;
05.15.024 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 115 x 5.0 mm;
05.15.025 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 115 x 6.0 mm;
05.15.026 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 115 x 8.0 mm;
05.15.027 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 115 x 10.0 mm;
05.15.028 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 115 x 12.0 mm;
05.15.029 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 115 x 14.0 mm;
05.15.030 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 115 x 16.0 mm;
05.15.031 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 115 x 18.0 mm;
05.15.032 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 115 x 24.0 mm;
05.15.033 - Broca Ø 1.5 – 65 x 4.0 mm;
05.15.034 - Broca Ø 1.5 – 65 x 5.0 mm;
05.15.035 - Broca Ø 1.5 – 65 x 6.0 mm;
05.15.036 - Broca Ø 1.5 – 65 x 8.0 mm;
05.15.037 - Broca Ø 1.5 – 65 x 10.0 mm;
05.15.038 - Broca Ø 1.5 – 65 x 12.0 mm;
05.15.039 - Broca Ø 1.5 – 65 x 14.0 mm;
05.15.040 - Broca Mini Micro Ø 1.5 – 65 x 16.0 mm;
05.15.041 - Broca Ø 1.5 – 65 x 18.0 mm;
05.15.042 - Broca Ø 1.5 – 65 x 24.0 mm;

05.15.043 - Broca Ø 1.5 – 100 x 4.0 mm;
05.15.044 - Broca Ø 1.5 – 100 x 5.0 mm;
05.15.045 - Broca Ø 1.5 – 100 x 6.0 mm;
05.15.046 - Broca Ø 1.5 – 100 x 8.0 mm;
05.15.047 - Broca Ø 1.5 – 100 x 10.0 mm;
05.15.048 - Broca Ø 1.5 – 100 x 12.0 mm;
05.15.049 - Broca Ø 1.5 – 100 x 14.0 mm;
05.15.050 - Broca Ø 1.5 – 100 x 16.0 mm;
05.15.051 - Broca Ø 1.5 – 100 x 18.0 mm;
05.15.052 - Broca Ø 1.5 – 100 x 24.0 mm;
05.15.053 - Broca Ø 1.5 – 100 x 30.0 mm;
05.15.054 - Broca Ø 1.5 – 100 x 35.0 mm;
05.15.055 - Broca Ø 1.5 – 115 x 4.0 mm;
05.15.056 - Broca Ø 1.5 – 115 x 5.0 mm;
05.15.057 - Broca Ø 1.5 – 115 x 6.0 mm;
05.15.058 - Broca Ø 1.5 – 115 x 8.0 mm;
05.15.059 - Broca Ø 1.5 – 115 x 10.0 mm;
05.15.060 - Broca Ø 1.5 – 115 x 12.0 mm;
05.15.061 - Broca Ø 1.5 – 115 x 14.0 mm;
05.15.062 - Broca Ø 1.5 – 115 x 16.0 mm;
05.15.063 - Broca Ø 1.5 – 115 x 18.0 mm;
05.15.064 - Broca Ø 1.5 – 115 x 24.0 mm;
05.16.035 - Broca Ø 1.6 – 40 x 150 mm;
05.16.036 - Broca Ø 1.6 – DR 5.5;
05.17.001 - Broca Ø 1.7 – 65 x 4.0 mm;
05.17.002 - Broca Ø 1.7 – 65 x 5.0 mm;
05.17.003 - Broca Ø 1.7 – 65 x 6.0 mm;
05.17.004 - Broca Ø 1.7 – 65 x 8.0 mm;
05.17.005 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 65 x 10.0 mm;
05.17.006 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 65 x 12.0 mm;
05.17.007 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 65 x 14.0 mm;
05.17.008 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 65 x 16.0 mm;
05.17.009 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 65 x 18.0 mm;
05.17.010 - Broca Ø 1.7 – 65 x 24.0 mm;
05.17.011 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 100 x 4.0 mm;
05.17.012 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 100 x 5.0 mm;

05.17.013 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 100 x 6.0 mm;
05.17.014 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 100 x 8.0 mm;
05.17.015 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 100 x 10.0 mm;
05.17.016 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 100 x 12.0 mm;
05.17.017 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 100 x 14.0 mm;
05.17.018 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 100 x 16.0 mm;
05.17.019 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 100 x 18.0 mm;
05.17.020 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 100 x 24.0 mm;
05.17.021 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 100 x 30.0 mm;
05.17.022 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 115 x 4.0 mm;
05.17.023 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 115 x 5.0 mm;
05.17.024 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 115 x 6.0 mm;
05.17.025 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 115 x 8.0 mm;
05.17.026 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 115 x 10.0 mm;
05.17.027 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 115 x 12.0 mm;
05.17.028 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 115 x 14.0 mm;
05.17.029 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 115 x 16.0 mm;
05.17.030 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 115 x 18.0 mm;
05.17.031 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 115 x 24.0 mm;
05.17.032 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 65 x 24 mm S/ Stop;
05.17.033 - Broca Ø 1.7 – 30 x 15.0 mm;
05.17.034 - Broca Ø 1.7 – 65 x 24 mm S/ Stop;
05.17.035 - Broca Ø 1.7 – 30.0 x 15.0 mm;
05.17.036 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 65 x 4.0 mm;
05.17.037 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 65 x 5.0 mm;
05.17.038 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 65 x 6.0 mm;
05.17.039 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 65 x 8.0 mm;
05.17.040 - Broca Ø 1.7 – 65 x 10.0 mm;
05.17.041 - Broca Ø 1.7 – 65 x 12.0 mm;
05.17.042 - Broca Ø 1.7 – 65 x 14.0 mm;
05.17.043 - Broca Ø 1.7 – 65 x 16.0 mm;
05.17.044 - Broca Ø 1.7 – 65 x 18.0 mm;
05.17.045 - Broca Mini Micro Ø 1.7 – 65 x 24.0 mm;
05.17.046 - Broca Ø 1.7 – 100 x 4.0 mm;
05.17.047 - Broca Ø 1.7 – 100 x 5.0 mm;
05.17.048 - Broca Ø 1.7 – 100 x 6.0 mm;

05.17.049 - Broca Ø 1.7 – 100 x 8.0 mm;
05.17.050 - Broca Ø 1.7 – 100 x 10.0 mm;
05.17.051 - Broca Ø 1.7 – 100 x 12.0 mm;
05.17.052 - Broca Ø 1.7 – 100 x 14.0 mm;
05.17.053 - Broca Ø 1.7 – 100 x 16.0 mm;
05.17.054 - Broca Ø 1.7 – 100 x 18.0 mm;
05.17.055 - Broca Ø 1.7 – 100 x 24.0 mm;
05.17.056 - Broca Ø 1.7 – 100 x 30.0 mm;
05.17.057 - Broca Ø 1.7 – 115 x 4.0 mm;
05.17.058 - Broca Ø 1.7 – 115 x 5.0 mm;
05.17.059 - Broca Ø 1.7 – 115 x 6.0 mm;
05.17.060 - Broca Ø 1.7 – 115 x 8.0 mm;
05.17.061 - Broca Ø 1.7 – 115 x 10.0 mm;
05.17.062 - Broca Ø 1.7 – 115 x 12.0 mm;
05.17.063 - Broca Ø 1.7 – 115 x 14.0 mm;
05.17.064 - Broca Ø 1.7 – 115 x 16.0 mm;
05.17.065 - Broca Ø 1.7 – 115 x 18.0 mm;
05.17.066 - Broca Ø 1.7 – 115 x 24.0 mm;
05.18.001 - Broca Ø 1.8 – 40 x 150 mm;
05.18.015 - Broca Lisa Ø 1.8 – 30 x 120 mm;
05.18.016 - Broca Lisa Ø 1.8 – 40 x 150 mm;
05.18.017 - Broca Lisa Ø 1.8 – 40 x 180 mm;
05.18.018 - Broca Engate Triângulo Ø 1.8 – 30 x 120 mm;
05.18.019 - Broca Engate Triângulo Ø 1.8 – 40 x 150 mm;
05.18.020 - Broca Engate Triângulo Ø 1.8 – 40 x 180 mm;
05.18.021 - Broca Engate A.O. Ø 1.8 – 30 x 120 mm;
05.18.022 - Broca Engate A.O. Ø 1.8 – 40 x 150 mm;
05.18.023 - Broca Engate A.O. Ø 1.8 – 40 x 180 mm;
05.20.001 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 65 x 8.0 mm;
05.20.002 - Broca Ø 2.0 – 65 x 10.0 mm;
05.20.003 - BROCA Ø 2.0 - 65 x 14.0 MM;
05.20.004 - Broca Ø 2.0 – 65 x 24.0 mm;
05.20.005 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 100 x 8.0 mm;
05.20.006 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 100 x 10.0 mm;
05.20.007 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 100 x 14.0 mm;
05.20.008 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 100 x 24.0 mm;

05.20.009 - Broca Ø 2.0 – 100 x 35.0 mm;
05.20.010 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 115 x 8.0 mm;
05.20.011 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 115 x 10.0 mm;
05.20.012 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 115 x 14.0 mm;
05.20.013 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 115 x 24.0 mm;
05.20.014 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 155 x 8.0 mm;
05.20.015 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 155 x 10.0 mm;
05.20.016 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 155 x 14.0 mm;
05.20.017 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 155 x 24.0 mm;
05.20.018 - Broca Ø 2.0 – 65 x 8.0 mm;
05.20.019 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 65 x 10.0 mm;
05.20.020 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 65 x 14.0 mm;
05.20.021 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 65 x 24.0 mm;
05.20.022 - Broca Ø 2.0 – 100 x 8.0 mm;
05.20.023 - Broca Ø 2.0 – 100 x 10.0 mm;
05.20.024 - Broca Ø 2.0 – 100 x 14.0 mm;
05.20.025 - Broca Ø 2.0 – 100 x 24.0 mm;
05.20.026 - Broca Mini Micro Ø 2.0 – 100 x 35.0 mm;
05.20.027 - Broca Ø 2.0 – 115 x 8.0 mm;
05.20.028 - Broca Ø 2.0 – 115 x 10.0 mm;
05.20.029 - Broca Ø 2.0 – 115 x 14.0 mm;
05.20.030 - Broca Ø 2.0 – 115 x 24.0 mm;
05.20.031 - Broca Ø 2.0 – 155 x 8.0 mm;
05.20.032 - Broca Ø 2.0 – 155 x 10.0 mm;
05.20.033 - Broca Ø 2.0 – 155 x 14.0 mm;
05.20.034 - Broca Ø 2.0 – 155 x 24.0 mm;
05.20.095 - Broca Lisa Ø 2.0 – 30 x 120 mm;
05.20.096 - Broca Lisa Ø 2.0 – 45 x 150 mm;
05.20.097 - Broca Lisa Ø 2.0 – 45 x 180 mm;
05.20.098 - Broca Lisa Ø 2.0 - 45 x 200 mm;
05.20.099 - Broca Engate Triângulo Ø 2.0 – 30 x 120 mm;
05.20.100 - Broca Engate Triângulo Ø 2.0 – 45 x 150 mm;
05.20.101 - Broca Engate Triângulo Ø 2.0 – 45 x 180 mm;
05.20.102 - Broca Engate Triângulo Ø 2.0 – 45 x 200 mm;
05.20.103 - Broca Engate A.O. Ø 2.0 – 30 x 120 mm;
05.20.104 - Broca Engate A.O. Ø 2.0 – 45 x 150 mm;

05.20.105 - Broca Engate A.O. Ø 2.0 – 45 x 180 mm;
05.20.106 - Broca Engate A.O. Ø 2.0 – 45 x 200 mm;
05.22.012 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 2.2 x 65 mm;
05.22.013 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 2.2 x 67 mm;
05.22.015 - Broca Ø 2.2 mm;
05.22.016 - Broca Lisa Ø 2.2 – 40 x 120 mm;
05.22.017 - Broca Lisa Ø 2.2 – 45 x 150 mm;
05.22.018 - Broca Lisa Ø 2.2 – 45 x 180 mm;
05.22.019 - Broca Lisa Ø 2.2 - 45 x 200 mm;
05.22.020 - Broca Engate Triângulo Ø 2.2 – 40 x 120 mm;
05.22.021 - Broca Engate Triângulo Ø 2.2 – 45 x 150 mm;
05.22.022 - Broca Engate Triângulo Ø 2.2 – 45 x 180 mm;
05.22.023 - Broca Engate Triângulo Ø 2.2 – 45 x 200 mm;
05.22.024 - Broca Engate A.O. Ø 2.2 – 40 x 120 mm;
05.22.025 - Broca Engate A.O. Ø 2.2 – 45 x 150 mm;
05.22.026 - Broca Engate A.O. Ø 2.2 – 45 x 180 mm;
05.22.027 - Broca Engate A.O. Ø 2.2 – 45 x 200 mm;
05.24.001 - Broca Ø 2.4 – DR 6.5;
05.24.002 - Broca Ø 2.4 mm;
05.24.006 - Broca Lisa Ø 2.4 – 40 x 120 mm;
05.24.007 - Broca Lisa Ø 2.4 – 45 x 150 mm;
05.24.008 - Broca Lisa Ø 2.4 – 45 x 180 mm;
05.24.009 - Broca Lisa Ø 2.4 - 45 x 200 mm;
05.24.010 - Broca Engate Triângulo Ø 2.4 - 40 x 120 mm;
05.24.011 - Broca Engate Triângulo Ø 2.4 - 45 x 150 mm;
05.24.012 - Broca Engate Triângulo Ø 2.4 - 45 x 180 mm;
05.24.013 - Broca Engate Triângulo Ø 2.4 - 45 x 200 mm;
05.24.014 - Broca Engate A.O. Ø 2.4 – 40 x 120 mm;
05.24.015 - Broca Engate A.O. Ø 2.4 – 45 x 150 mm;
05.24.016 - Broca Engate A.O. Ø 2.4 – 45 x 180 mm;
05.24.017 - Broca Engate A.O. Ø 2.4 - 45 x 200 mm;
05.25.063 - Broca Lisa Ø 2.5 – 40 x 120 mm;
05.25.064 - Broca Lisa Ø 2.5 – 45 x 150 mm;
05.25.065 - Broca Lisa Ø 2.5 – 45 x 180 mm;
05.25.066 - Broca Lisa Ø 2.5 - 45 x 200 mm;
05.25.080 - Broca Lisa Ø 2.5 - 60 X 250 mm;

05.25.081 - Broca Lisa Ø 2.5 - 60 X 300 mm;
05.25.067 - Broca Engate Triângulo Ø 2.5 - 40 x 120 mm;
05.25.068 - Broca Engate Triângulo Ø 2.5 - 45 x 150 mm;
05.25.069 - Broca Engate Triângulo Ø 2.5 - 45 x 180 mm;
05.25.070 - Broca Engate Triângulo Ø 2.5 - 45 x 200 mm;
05.25.078 - Broca Engate Triângulo Ø 2.5 - 60 X 250 mm;
05.25.079 - Broca Engate Triângulo Ø 2.5 - 60 X 300 mm;
05.25.071 - Broca Engate A.O. Ø 2.5 – 40 x 120 mm;
05.25.072 - Broca Engate A.O. Ø 2.5 – 45 x 150 mm;
05.25.073 - Broca Engate A.O. Ø 2.5 – 45 x 180 mm;
05.25.074 - Broca Engate A.O. Ø 2.5 - 45 x 200 mm;
05.25.082 - Broca Engate A.O. Ø 2.5 - 60 x 250 mm;
05.25.083 - Broca Engate A.O. Ø 2.5 - 60 x 300 mm;
05.25.075 - Broca Flexível Lisa Ø 2.5 – 22 x 195 mm;
05.25.076 - Broca Flexível Engate Triângulo Ø 2.5 – 22 x 195 mm;
05.25.077 - Broca Flexível Engate A.O. Ø 2.5 – 22 x 195 mm;
05.25.002 - Broca Grande Ø 2.5 mm Pequenos Fragmentos;
05.25.003 - Broca Ø 2.7 – 50 x 120 mm;
05.27.003 - Broca Lisa Ø 2.7 – 40 x 120 mm;
05.27.004 - Broca Lisa Ø 2.7 – 45 x 150 mm;
05.27.005 - Broca Lisa Ø 2.7 – 45 x 180 mm;
05.27.006 - Broca Lisa Ø 2.7 - 45 x 200 mm;
05.27.007 - Broca Engate Triângulo Ø 2.7 - 40 x 120 mm;
05.27.008 - Broca Engate Triângulo Ø 2.7 - 45 x 150 mm;
05.27.009 - Broca Engate Triângulo Ø 2.7 - 45 x 180 mm;
05.27.010 - Broca Engate Triângulo Ø 2.7 - 45 x 200 mm;
05.27.011 - Broca Engate A.O. Ø 2.7 – 40 x 120 mm;
05.27.012 - Broca Engate A.O. Ø 2.7 – 45 x 150 mm;
05.27.013 - Broca Engate A.O. Ø 2.7 – 45 x 180 mm;
05.27.014 - Broca Engate A.O. Ø 2.7 - 45 x 200 mm;
05.25.058 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 2.7 x 125 mm;
05.27.002 - Broca Ø 2.7 mm;
05.28.001 - Broca 2.8 Linha Pequenos Fragmentos;
05.28.004 - Broca Lisa Ø 2.8 – 40 x 120 mm;
05.28.005 - Broca Lisa Ø 2.8 – 45 x 150 mm;
05.28.006 - Broca Lisa Ø 2.8 – 45 x 180 mm;

05.28.007 - Broca Lisa Ø 2.8 - 45 x 200 mm;
05.28.008 - Broca Engate Triângulo Ø 2.8 - 40 x 120 mm;
05.28.009 - Broca Engate Triângulo Ø 2.8 - 45 x 150 mm;
05.28.010 - Broca Engate Triângulo Ø 2.8 - 45 x 180 mm;
05.28.011 - Broca Engate Triângulo Ø 2.8 - 45 x 200 mm;
05.28.012 - Broca Engate A.O. Ø 2.8 – 40 x 120 mm;
05.28.013 - Broca Engate A.O. Ø 2.8 – 45 x 150 mm;
05.28.014 - Broca Engate A.O. Ø 2.8 – 45 x 180 mm;
05.28.015 - Broca Engate A.O. Ø 2.8 - 45 x 200 mm;
05.30.060 - Broca Lisa Ø 3.0 – 40 x 120 mm;
05.30.061 - Broca Lisa Ø 3.0 – 45 x 150 mm;
05.30.062 - Broca Lisa Ø 3.0 – 45 x 180 mm;
05.30.063 - Broca Lisa Ø 3.0 - 45 x 200 mm;
05.30.064 - Broca Lisa Ø 3.0 – 45 x 250 mm;
05.30.065 - Broca Lisa Ø 3.0 – 45 x 300 mm;
05.30.066 - Broca Lisa Ø 3.0 - 45 x 350 mm;
05.30.067 - Broca Engate Triângulo Ø 3.0 - 40 x 120 mm;
05.30.068 - Broca Engate Triângulo Ø 3.0 - 45 x 150 mm;
05.30.069 - Broca Engate Triângulo Ø 3.0 - 45 x 180 mm;
05.30.070 - Broca Engate Triângulo Ø 3.0 - 45 x 200 mm;
05.30.071 - Broca Engate Triângulo Ø 3.0 - 45 x 250 mm;
05.30.072 - Broca Engate Triângulo Ø 3.0 - 45 x 300 mm;
05.30.073 - Broca Engate Triângulo Ø 3.0 - 45 x 350 mm;
05.30.074 - Broca Engate A.O. Ø 3.0 – 40 x 120 mm;
05.30.075 - Broca Engate A.O. Ø 3.0 – 45 x 150 mm;
05.30.076 - Broca Engate A.O. Ø 3.0 – 45 x 180 mm;
05.30.077 - Broca Engate A.O. Ø 3.0 - 45 x 200 mm;
05.30.078 - Broca Engate A.O. Ø 3.0 – 45 x 250 mm;
05.30.079 - Broca Engate A.O. Ø 3.0 – 45 x 300 mm;
05.30.080 - Broca Engate A.O. Ø 3.0 - 45 x 350 mm;
05.30.001 - Broca Ø 3.0 x 200 mm;
05.32.001 - Broca Ø 3.2 – 250 x 35 mm;
05.32.002 - Broca Ø 3.2 x 150 mm;
05.32.003 - Broca Ø 3.2 x 225 mm;
05.32.004 - Broca Lisa Ø 3.2 – 40 x 120 mm;
05.32.005 - Broca Lisa Ø 3.2 – 45 x 150 mm;

05.32.006 - Broca Lisa Ø 3.2 – 45 x 180 mm;
05.32.007 - Broca Lisa Ø 3.2 - 45 x 200 mm;
05.32.008 - Broca Lisa Ø 3.2 – 45 x 250 mm;
05.32.009 - Broca Lisa Ø 3.2 – 45 x 300 mm;
05.32.010 - Broca Lisa Ø 3.2 - 45 x 350 mm;
05.32.011 - Broca Engate Triângulo Ø 3.2 - 40 x 120 mm;
05.32.012 - Broca Engate Triângulo Ø 3.2 - 45 x 150 mm;
05.32.013 - Broca Engate Triângulo Ø 3.2 - 45 x 180 mm;
05.32.014 - Broca Engate Triângulo Ø 3.2 - 45 x 200 mm;
05.32.015 - Broca Engate Triângulo Ø 3.2 - 45 x 250 mm;
05.32.016 - Broca Engate Triângulo Ø 3.2 - 45 x 300 mm;
05.32.017 - Broca Engate Triângulo Ø 3.2 - 45 x 350 mm;
05.32.018 - Broca Engate A.O. Ø 3.2 – 40 x 120 mm;
05.32.019 - Broca Engate A.O. Ø 3.2 – 45 x 150 mm;
05.32.020 - Broca Engate A.O. Ø 3.2 – 45 x 180 mm;
05.32.021 - Broca Engate A.O. Ø 3.2 - 45 x 200 mm;
05.32.022 - Broca Engate A.O. Ø 3.2 – 45 x 250 mm;
05.32.023 - Broca Engate A.O. Ø 3.2 – 45 x 300 mm;
05.32.024 - Broca Engate A.O. Ø 3.2 - 45 x 350 mm;
05.33.001 - Broca Ø 3.3 x 150 mm;
05.33.002 - Broca Ø 3.3 x 210 mm;
05.33.003 - Broca Ø 3.3 x 280 mm;
05.33.004 - Broca Longa Ø 3.3 mm;
05.33.005 - Broca Curta Ø 3.3 mm;
05.35.001 - Broca Sistema 3.5 Linha Pequenos Fragmentos ;
05.35.002 - Broca Ø 3.5 mm;
05.35.059 - Broca Lisa Ø 3.5 – 40 x 120 mm;
05.35.060 - Broca Lisa Ø 3.5 – 45 x 150 mm;
05.35.061 - Broca Lisa Ø 3.5 – 45 x 180 mm;
05.35.062 - Broca Lisa Ø 3.5 - 45 x 200 mm;
05.35.063 - Broca Lisa Ø 3.5 – 45 x 250 mm;
05.35.064 - Broca Lisa Ø 3.5 – 45 x 300 mm;
05.35.065 - Broca Lisa Ø 3.5 - 45 x 350 mm;
05.35.066 - Broca Engate Triângulo Ø 3.5 - 40 x 120 mm;
05.35.067 - Broca Engate Triângulo Ø 3.5 - 45 x 150 mm;
05.35.068 - Broca Engate Triângulo Ø 3.5 - 45 x 180 mm;

05.35.069 - Broca Engate Triângulo Ø 3.5 - 45 x 200 mm;
05.35.070 - Broca Engate Triângulo Ø 3.5 - 45 x 250 mm;
05.35.071 - Broca Engate Triângulo Ø 3.5 - 45 x 300 mm;
05.35.072 - Broca Engate Triângulo Ø 3.5 - 45 x 350 mm;
05.35.073 - Broca Engate A.O. Ø 3.5 - 40 x 120 mm;
05.35.074 - Broca Engate A.O. Ø 3.5 - 45 x 150 mm;
05.35.075 - Broca Engate A.O. Ø 3.5 - 45 x 180 mm;
05.35.076 - Broca Engate A.O. Ø 3.5 - 45 x 200 mm;
05.35.077 - Broca Engate A.O. Ø 3.5 - 45 x 250 mm;
05.35.058 - Broca Ø 3.5 x 150 mm;
05.37.001 - Broca Ø 3.7 - 150 x 75 mm;
05.37.002 - Broca Lisa Ø 3.7 – 40 x 120 mm;
05.37.003 - Broca Lisa Ø 3.7 – 45 x 150 mm;
05.37.004 - Broca Lisa Ø 3.7 – 45 x 180 mm;
05.37.005 - Broca Lisa Ø 3.7 - 45 x 200 mm;
05.37.006 - Broca Lisa Ø 3.7 – 45 x 250 mm;
05.37.007 - Broca Lisa Ø 3.7 – 45 x 300 mm;
05.37.008 - Broca Lisa Ø 3.7 - 45 x 350 mm;
05.37.009 - Broca Engate Triângulo Ø 3.7 - 40 x 120 mm;
05.37.010 - Broca Engate Triângulo Ø 3.7 - 45 x 150 mm;
05.37.011 - Broca Engate Triângulo Ø 3.7 - 45 x 180 mm;
05.37.012 - Broca Engate Triângulo Ø 3.7 - 45 x 200 mm;
05.37.013 - Broca Engate Triângulo Ø 3.7 - 45 x 250 mm;
05.37.014 - Broca Engate Triângulo Ø 3.7 - 45 x 300 mm;
05.37.015 - Broca Engate Triângulo Ø 3.7 - 45 x 350 mm;
05.37.016 - Broca Engate A.O. Ø 3.7 - 40 x 120 mm;
05.37.017 - Broca Engate A.O. Ø 3.7 - 45 x 150 mm;
05.37.018 - Broca Engate A.O. Ø 3.7 - 45 x 180 mm;
05.37.019 - Broca Engate A.O. Ø 3.7 - 45 x 200 mm;
05.37.020 - Broca Engate A.O. Ø 3.7 - 45 x 250 mm;
05.37.021 - Broca Engate A.O. Ø 3.7 - 45 x 300 mm;
05.37.022 - Broca Engate A.O. Ø 3.7 - 45 x 350 mm;
05.38.004 - Broca Ø 3.8 x 200 mm;
05.38.005 - Broca Ø 3.8 x 300 mm;
05.38.006 - Broca Lisa Ø 3.8 – 40 x 120 mm;
05.38.007 - Broca Lisa Ø 3.8 – 45 x 150 mm;

05.38.008 - Broca Lisa Ø 3.8 – 45 x 180 mm;
05.38.009 - Broca Lisa Ø 3.8 - 45 x 200 mm;
05.38.010 - Broca Lisa Ø 3.8 – 45 x 250 mm;
05.38.011 - Broca Lisa Ø 3.8 – 45 x 300 mm;
05.38.012 - Broca Lisa Ø 3.8 - 45 x 350 mm;
05.38.013 - Broca Engate Triângulo Ø 3.8 - 40 x 120 mm;
05.38.014 - Broca Engate Triângulo Ø 3.8 - 45 x 150 mm;
05.38.015 - Broca Engate Triângulo Ø 3.8 - 45 x 180 mm;
05.38.016 - Broca Engate Triângulo Ø 3.8 - 45 x 200 mm;
05.38.017 - Broca Engate Triângulo Ø 3.8 - 45 x 250 mm;
05.38.018 - Broca Engate Triângulo Ø 3.8 - 45 x 300 mm;
05.38.019 - Broca Engate Triângulo Ø 3.8 - 45 x 350 mm;
05.38.020 - Broca Engate A.O. Ø 3.8 - 40 x 120 mm;
05.38.021 - Broca Engate A.O. Ø 3.8 - 45 x 150 mm;
05.38.022 - Broca Engate A.O. Ø 3.8 - 45 x 180 mm;
05.38.023 - Broca Engate A.O. Ø 3.8 - 45 x 200 mm;
05.38.024 - Broca Engate A.O. Ø 3.8 - 45 x 250 mm;
05.38.025 - Broca Engate A.O. Ø 3.8 - 45 x 300 mm;
05.38.026 - Broca Engate A.O. Ø 3.8 - 45 x 350 mm;
05.40.001 - Broca Sistema 4.0 – 150 mm Linha Pequenos Fragmentos ;
05.40.002 - Broca Sistema 4.0 – 210 mm Linha Pequenos Fragmentos ;
05.40.003 - Broca Sistema 4.0 – 280 mm Linha Pequenos Fragmentos ;
05.40.004 - Broca de Bloqueio Distal Ø 4.0 x 170 mm;
05.40.080 - Broca Lisa Ø 4.0 - 40 x 120 mm;
05.40.081 - Broca Lisa Ø 4.0 - 50 x 150 mm;
05.40.082 - Broca Lisa Ø 4.0 - 50 x 180 mm;
05.40.083 - Broca Lisa Ø 4.0 - 50 x 200 mm;
05.40.084 - Broca Lisa Ø 4.0 - 50 x 250 mm;
05.40.085 - Broca Lisa Ø 4.0 - 50 x 300 mm;
05.40.086 - Broca Lisa Ø 4.0 - 50 x 350 mm;
05.40.087 - Broca Engate Triângulo Ø 4.0 - 40 x 120 mm;
05.40.088 - Broca Engate Triângulo Ø 4.0 - 50 x 150 mm;
05.40.089 - Broca Engate Triângulo Ø 4.0 - 50 x 180 mm;
05.40.090 - Broca Engate Triângulo Ø 4.0 - 50 x 200 mm;
05.40.091 - Broca Engate Triângulo Ø 4.0 - 50 x 250 mm;
05.40.092 - Broca Engate Triângulo Ø 4.0 - 50 x 300 mm;

05.40.093 - Broca Engate Triângulo Ø 4.0 - 50 x 350 mm;

05.40.094 - Broca Engate A.O. Ø 4.0 - 40 x 120 mm;

05.40.095 - Broca Engate A.O. Ø 4.0 - 50 x 150 mm;

05.40.096 - Broca Engate A.O. Ø 4.0 - 50 x 180 mm;

05.40.097 - Broca Engate A.O. Ø 4.0 - 50 x 200 mm;

05.40.098 - Broca Engate A.O. Ø 4.0 - 50 x 250 mm;

05.40.099 - Broca Engate A.O. Ø 4.0 - 50 x 300 mm;

05.40.100 - Broca Engate A.O. Ø 4.0 - 50 x 350 mm;

05.41.001 - Broca de Bloqueio Distal Ø 4.1 mm ;

05.42.001 - Broca Ø 4.2 - 150 x 75 mm;

05.42.002 - Broca de Bloqueio Distal Ø 4.2 mm ;

05.43.001 - Broca de Bloqueio Distal Ø 4.0 mm;

05.42.005 - Broca Lisa Ø 4.2 - 40 x 120 mm;

05.42.006 - Broca Lisa Ø 4.2 - 50 x 150 mm;

05.42.007 - Broca Lisa Ø 4.2 - 50 x 180 mm;

05.42.008 - Broca Lisa Ø 4.2 - 50 x 200 mm;

05.42.009 - Broca Lisa Ø 4.2 - 50 x 250 mm;

05.42.010 - Broca Lisa Ø 4.2 - 50 x 300 mm;

05.42.011 - Broca Lisa Ø 4.2 - 50 x 350 mm;

05.42.012 - Broca Engate Triângulo Ø 4.2 - 40 x 120 mm;

05.42.013 - Broca Engate Triângulo Ø 4.2 - 50 x 150 mm;

05.42.014 - Broca Engate Triângulo Ø 4.2 - 50 x 180 mm;

05.42.015 - Broca Engate Triângulo Ø 4.2 - 50 x 200 mm;

05.42.016 - Broca Engate Triângulo Ø 4.2 - 50 x 250 mm;

05.42.017 - Broca Engate Triângulo Ø 4.2 - 50 x 300 mm;

05.42.018 - Broca Engate Triângulo Ø 4.2 - 50 x 350 mm;

05.42.019 - Broca Engate A.O. Ø 4.2 - 40 x 120 mm;

05.42.020 - Broca Engate A.O. Ø 4.2 - 50 x 150 mm;

05.42.021 - Broca Engate A.O. Ø 4.2 - 50 x 180 mm;

05.42.022 - Broca Engate A.O. Ø 4.2 - 50 x 200 mm;

05.42.023 - Broca Engate A.O. Ø 4.2 - 50 x 250 mm;

05.42.024 - Broca Engate A.O. Ø 4.2 - 50 x 300 mm;

05.42.025 - Broca Engate A.O. Ø 4.2 - 50 x 350 mm;

05.43.002 - Broca de Bloqueio Distal Ø 4.3 mm;

05.43.003 - Broca Longa Ø 4.3 mm;

05.43.004 - Broca Curta Ø 4.3 mm;

05.45.056 - Broca Ø 4.5 x 150 mm;
05.45.058 - Broca Lisa Ø 4.5 - 40 x 120 mm;
05.45.059 - Broca Lisa Ø 4.5 - 50 x 150 mm;
05.45.060 - Broca Lisa Ø 4.5 - 50 x 180 mm;
05.45.061 - Broca Lisa Ø 4.5 - 50 x 200 mm;
05.45.062 - Broca Lisa Ø 4.5 - 50 x 250 mm;
05.45.063 - Broca Lisa Ø 4.5 - 50 x 300 mm;
05.45.064 - Broca Lisa Ø 4.5 - 50 x 350 mm;
05.45.065 - Broca Engate Triângulo Ø 4.5 - 40 x 120 mm;
05.45.066 - Broca Engate Triângulo Ø 4.5 - 50 x 150 mm;
05.45.067 - Broca Engate Triângulo Ø 4.5 - 50 x 180 mm;
05.45.068 - Broca Engate Triângulo Ø 4.5 - 50 x 200 mm;
05.45.069 - Broca Engate Triângulo Ø 4.5 - 50 x 250 mm;
05.45.070 - Broca Engate Triângulo Ø 4.5 - 50 x 300 mm;
05.45.071 - Broca Engate Triângulo Ø 4.5 - 50 x 350 mm;
05.45.072 - Broca Engate A.O. Ø 4.5 - 40 x 120 mm;
05.45.073 - Broca Engate A.O. Ø 4.5 - 50 x 150 mm;
05.45.074 - Broca Engate A.O. Ø 4.5 - 50 x 180 mm;
05.45.075 - Broca Engate A.O. Ø 4.5 - 50 x 200 mm;
05.45.076 - Broca Engate A.O. Ø 4.5 - 50 x 250 mm;
05.45.077 - Broca Engate A.O. Ø 4.5 - 50 x 300 mm;
05.45.078 - Broca Engate A.O. Ø 4.5 - 50 x 350 mm;
05.47.001 - Broca Lisa Ø 4.7 - 40 x 120 mm;
05.47.002 - Broca Lisa Ø 4.7 - 50 x 150 mm;
05.47.003 - Broca Lisa Ø 4.7 - 50 x 180 mm;
05.47.004 - Broca Lisa Ø 4.7 - 50 x 200 mm;
05.47.005 - Broca Lisa Ø 4.7 - 50 x 250 mm;
05.47.006 - Broca Lisa Ø 4.7 - 50 x 300 mm;
05.47.007 - Broca Lisa Ø 4.7 - 50 x 350 mm;
05.47.008 - Broca Engate Triângulo Ø 4.7 - 40 x 120 mm;
05.47.009 - Broca Engate Triângulo Ø 4.7 - 50 x 150 mm;
05.47.010 - Broca Engate Triângulo Ø 4.7 - 50 x 180 mm;
05.47.011 - Broca Engate Triângulo Ø 4.7 - 50 x 200 mm;
05.47.012 - Broca Engate Triângulo Ø 4.7 - 50 x 250 mm;
05.47.013 - Broca Engate Triângulo Ø 4.7 - 50 x 300 mm;
05.47.014 - Broca Engate Triângulo Ø 4.7 - 50 x 350 mm;

05.47.015 - Broca Engate A.O. Ø 4.7 - 40 x 120 mm;
05.47.016 - Broca Engate A.O. Ø 4.7 - 50 x 150 mm;
05.47.017 - Broca Engate A.O. Ø 4.7 - 50 x 180 mm;
05.47.018 - Broca Engate A.O. Ø 4.7 - 50 x 200 mm;
05.47.019 - Broca Engate A.O. Ø 4.7 - 50 x 250 mm;
05.47.020 - Broca Engate A.O. Ø 4.7 - 50 x 300 mm;
05.47.021 - Broca Engate A.O. Ø 4.7 - 50 x 350 mm;
05.50.093 - Broca Lisa Ø 5.0 - 40 x 120 mm;
05.50.094 - Broca Lisa Ø 5.0 - 50 x 150 mm;
05.50.095 - Broca Lisa Ø 5.0 - 50 x 180 mm;
05.50.096 - Broca Lisa Ø 5.0 - 50 x 200 mm;
05.50.097 - Broca Lisa Ø 5.0 - 50 x 250 mm;
05.50.098 - Broca Lisa Ø 5.0 - 50 x 300 mm;
05.50.099 - Broca Lisa Ø 5.0 - 50 x 350 mm;
05.50.100 - Broca Engate Triângulo Ø 5.0 - 40 x 120 mm;
05.50.101 - Broca Engate Triângulo Ø 5.0 - 50 x 150 mm;
05.50.102 - Broca Engate Triângulo Ø 5.0 - 50 x 180 mm;
05.50.103 - Broca Engate Triângulo Ø 5.0 - 50 x 200 mm;
05.50.104 - Broca Engate Triângulo Ø 5.0 - 50 x 250 mm;
05.50.105 - Broca Engate Triângulo Ø 5.0 - 50 x 300 mm;
05.50.106 - Broca Engate Triângulo Ø 5.0 - 50 x 350 mm;
05.50.107 - Broca Engate A.O. Ø 5.0 - 40 x 120 mm;
05.50.108 - Broca Engate A.O. Ø 5.0 - 50 x 150 mm;
05.50.109 - Broca Engate A.O. Ø 5.0 - 50 x 180 mm;
05.50.110 - Broca Engate A.O. Ø 5.0 - 50 x 200 mm;
05.50.111 - Broca Engate A.O. Ø 5.0 - 50 x 250 mm;
05.50.112 - Broca Engate A.O. Ø 5.0 - 50 x 300 mm;
05.50.113 - Broca Engate A.O. Ø 5.0 - 50 x 350 mm;
05.20.036 - Broca Trefina Ø 2.0 mm;
05.30.002 - Broca Trefina Ø 3.0 mm;
05.33.007 - Broca Trefina Ø 3.3 mm;
05.35.080 - Broca Trefina Ø 3.5 mm;
05.38.002 - Broca Trefina Ø 3.85 mm;
05.40.005 - Broca Trefina Ø 4.0 mm;
05.41.002 - Broca Trefina Ø 4.1 mm;
05.42.003 - Broca Trefina Ø 4.2 mm;

05.43.005 - Broca Trefina Ø 4.3 mm;
05.46.001 - Broca Trefina Ø 4.6 mm;
05.50.001 - Broca Trefina Ø 5.0 mm;
05.51.002 - Broca Trefina Ø 5.1 mm;
05.52.001 - Broca Trefina Ø 5.2 mm;
05.60.001 - Broca Trefina Ø 6.0 mm;
05.61.001 - Broca Trefina Ø 6.1 mm;
05.80.001 - Broca Trefina Ø 8.0 mm;
05.12.056 - Broca Trefina Ø 12 mm;
07.00.006 - Fresa Canulada 2.8 x 120 x 8.0 mm;
07.00.007 - Fresa Canulada 2.8 x 120 x 14.0 mm;
07.00.008 - Fresa Canulada 2.8 x 120 x 22.0 mm;
07.00.009 - Fresa Canulada 2.8 x 120 x 30.0 mm;
07.00.010 - Fresa Canulada Ø 3.2 mm;
07.00.011 - Fresa Canulada 3.5 x 120 x 8.0 mm;
07.00.012 - Fresa Canulada 3.5 x 120 x 14.0 mm;
07.00.013 - Fresa Canulada 3.5 x 120 x 22.0 mm;
07.00.014 - Fresa Canulada 3.5 x 120 x 30.0 mm;
07.00.015 - Fresa Canulada Cônica Graduada 4.0 – 16.0 mm;
07.00.019 - Fresa Canulada Cônica Graduada 5.0 – 25 mm;
07.00.025 - Fresa Canulada 2.7 x 120 x 8.0 mm;
07.00.026 - Fresa Canulada 2.7 x 120 x 14.0 mm;
07.00.027 - Fresa Canulada 2.7 x 120 x 22.0 mm;
07.00.028 - Fresa Canulada Graduada Sistema Cônico 6.0 - 39.0 mm;
07.00.029 - Fresa Canulada Graduada Sistema Cônico 6.0 - 54.0 mm;
07.00.030 - Fresa Canulada Graduada Sistema Cônico 6.0 - 69.0 mm;
07.00.031 - Fresa Canulada Graduada Sistema Cônico 6.0 - 84.0 mm;
07.00.032 - Fresa Canulada Cônica Graduada Sistema Cônico 7.0 - 39.0 mm;
07.00.033 - Fresa Canulada Cônica Graduada Sistema Cônico 7.0 - 54.0 mm;
07.00.034 - Fresa Canulada Cônica Graduada Sistema Cônico 7.0 - 69.0 mm;
07.00.035 - Fresa Canulada Cônica Graduada Sistema Cônico 7.0 - 84.0 mm;
07.00.036 - Fresa Canulada Sistema Herbert 5.5;
07.00.037 - Fresa Canulada Sistema Herbert 6.5;
07.00.038 - Fresa Canulada Sistema Herbert 7.5;
07.00.039 - Fresa Canulada Proximal DR 2.5;
07.00.040 - Fresa Canulada Proximal DR 2.8;

07.00.041 - Fresa Canulada Distal Ø 1.4 mm DR 2.5;
07.00.042 - Fresa Canulada Cônica Graduada Sistema Cônico 4.0 – 16.0 mm;
07.00.043 - Fresa Canulada Cônica Graduada Sistema Cônico 5.0 – 20 mm;
07.00.044 - Fresa Sistema Canulado Esponjoso 6.5 – 250 mm;
07.00.045 - Fresa Sistema Canulado Esponjoso 6.5 – 300 mm;
07.00.046 - Fresa Canulada Sistema Herbert 3.5 Proximal;
07.00.047 - Fresa Canulada Sistema Herbert 4.5 Proximal;
07.00.048 - Fresa Canulada Sistema Herbert 5.5 Proximal;
07.00.049 - Fresa Canulada Sistema Herbert 6.5 Proximal;
07.00.050 - Fresa Canulada Sistema Herbert 7.5 Proximal;
07.00.051 - Fresa Côncava 15 mm;
07.00.052 - Fresa Côncava 18 mm;
07.00.053 - Fresa Côncava “P” Ø 16 mm;
07.00.054 - Fresa Côncava “P” Ø 18 mm;
07.00.055 - Fresa Côncava “P” Ø 20 mm;
07.00.056 - Fresa Côncava “P” Ø 22 mm;
07.00.057 - Fresa Convexa “P” Ø 16 mm;
07.00.058 - Fresa Convexa “P” Ø 18 mm;
07.00.059 - Fresa Convexa “P” Ø 20 mm;
07.00.060 - Fresa Convexa “P” Ø 22 mm;
07.00.061 - Fresa Canulada Distal Ø 1.8 mm DR 2.8;
07.00.062 - Fresa Canulada Distal Ø 3.5 mm;
07.00.063 - Fresa Canulada Distal Ø 4.3 mm;
07.00.064 - Fresa Canulada Distal Ø 5.0 mm;
07.00.065 - Fresa Sistema Canulado Esponjoso 7.0 – 160 mm;
07.00.066 - Fresa Sistema Canulado Esponjoso 7.0 – 250 mm;
07.00.069 - Fresa Canulada Distal Sistema DR 4.5;
07.00.070 - Fresa Canulada Distal Sistema DR 5.5;
07.00.071 - Fresa Canulada Distal Sistema DR 6.5;
07.00.072 - Fresa Canulada Distal Sistema DR 7.5 ;
07.00.073 - Fresa Canulada Distal DR 2.7;
07.00.074 - Fresa Canulada DR 3.5;
07.00.075 - Perfurador de Canal Ø 6.0 mm;
07.00.076 - Perfurador de Canal Ø 7.0 mm;
07.00.077 - Perfurador de Canal Ø 8.0 mm;
07.00.078 - Fresa Inicial;

07.00.079 - Fresa Intercambiável Ø 9.0 mm;
07.00.080 - Fresa Intercambiável Ø 9.5 mm;
07.00.081 - Fresa Intercambiável Ø 10 mm;
07.00.082 - Fresa Intercambiável Ø 10.5 mm;
07.00.083 - Fresa Intercambiável Ø 11 mm;
07.00.084 - Fresa Intercambiável Ø 11.5 mm;
07.00.085 - Fresa Intercambiável Ø 12 mm;
07.00.086 - Fresa Intercambiável Ø 12.5 mm;
07.00.087 - Fresa Intercambiável Ø 13 mm;
07.00.088 - Fresa Intercambiável Ø 13.5 mm;
07.00.089 - Fresa Intercambiável Ø 14 mm;
07.00.090 - Fresa Intercambiável Ø 14.5 mm;
07.00.091 - Fresa Intercambiável Ø 15 mm;
07.00.092 - Fresa Graduada Para Parafuso Deslizante;
07.00.093 - Fresa Flexível Ø 9.0 x 260 mm;
07.00.094 - Fresa Flexível Ø 9.0 x 460 mm;
07.00.095 - Fresa Flexível Ø 9.5 x 260 mm;
07.00.096 - Fresa Flexível Ø 9.5 x 460 mm;
07.00.097 - Fresa Flexível Ø 10 x 260 mm;
07.00.098 - Fresa Flexível Ø 10 x 460 mm;
07.00.099 - Fresa Flexível Ø 10.5 x 260 mm;
07.00.100 - Fresa Flexível Ø 10.5 x 460 mm;
07.00.101 - Fresa Flexível Ø 11 x 260 mm;
07.00.102 - Fresa Flexível Ø 11 x 460 mm;
07.00.103 - Fresa Flexível Ø 11.5 x 260 mm;
07.00.104 - Fresa Flexível Ø 11.5 x 460 mm;
07.00.105 - Fresa Flexível Ø 12 x 260 mm;
07.00.106 - Fresa Flexível Ø 12 x 460 mm;
07.00.107 - Fresa Flexível Ø 12.7 x 260 mm;
07.00.108 - Fresa Flexível Ø 12.7 x 460 mm;
07.00.109 - Fresa Flexível Ø 13 x 260 mm;
07.00.110 - Fresa Flexível Ø 13 x 460 mm;
07.00.111 - Fresa Flexível Ø 13.5 x 260 mm;
07.00.112 - Fresa Flexível Ø 13.5 x 460 mm;
07.00.113 - Fresa Flexível Ø 14 x 260 mm;
07.00.114 - Fresa Flexível Ø 14 x 460 mm;

07.00.115 - Fresa Flexível Ø 14.5 x 260 mm;
07.00.116 - Fresa Flexível Ø 14.5 x 460 mm;
07.00.117 - Fresa Flexível Ø 15 x 260 mm;
07.00.118 - Fresa Flexível Ø 15 x 460 mm;
07.00.119 - Fresa Flexível Ø 15.5 x 260 mm;
07.00.120 - Fresa Flexível Ø 15.5 x 460 mm;
07.00.122 - Fresa Intercambiável Ø 8.0 mm;
07.00.123 - Fresa Intercambiável Ø 8.5 mm;
07.00.124 - Fresa Rígida Ø 6.0 mm;
07.00.125 - Fresa Rígida Ø 7.0 mm;
07.00.126 - Fresa Rígida Ø 8.0 mm;
07.00.127 - FRESA INICIAL - TÍBIA;
07.00.128 - Fresa Distal Canulada Ø 2.4;
07.00.129 - Fresa Distal Canulada Ø 3.4;
07.00.130 - Fresa Escareadora Ø 3.2;
07.00.131 - Fresa Escareadora Ø 4.1;
07.00.132 - Fresa Côncava Ø 16 mm;
07.00.133 - Fresa Côncava Ø 18 mm;
07.00.134 - Fresa Côncava Ø 20 mm;
07.00.135 - Fresa Côncava Ø 22 mm;
07.00.136 - Fresa Convexa Ø 16 mm ;
07.00.137 - Fresa Convexa Ø 18 mm;
07.00.138 - Fresa Convexa Ø 20 mm;
07.00.139 - Fresa Convexa Ø 22 mm;
07.00.140 - Fresa Canulada Ø 2.1 mm;
07.00.141 - Fresa Canulada Ø 2.7 mm;
07.00.142 - Fresa Canulada Graduada Ø 2.7 mm;
07.00.275 - Fresa Distal Canulada 3.0;
07.00.276 - Fresa Distal Canulada 4.0;
07.00.277 - Fresa Escareadora 3.0;
07.00.278 - Fresa Escareadora 4.0;
05.10.014 - Broca Caneta;
05.10.015 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.0 x 45 mm;
05.10.016 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.0 x 55 mm;
05.10.017 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.0 x 70 mm;
05.10.018 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.0 x 95 mm;

05.10.019 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.0 x 110 mm;
05.10.020 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.0 x 125 mm;
05.10.021 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.0 x 45 mm;
05.10.022 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.0 x 55 mm;
05.10.023 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.0 x 70 mm;
05.10.024 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.0 x 95 mm;
05.10.025 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.0 x 110 mm;
05.10.026 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.0 x 125 mm;
05.10.027 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.0 x 45 mm;
05.10.028 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.0 x 55 mm;
05.10.029 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.0 x 70 mm;
05.10.030 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.0 x 95 mm;
05.10.031 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.0 x 110 mm;
05.10.032 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.0 x 125 mm;
05.10.033 - Broca Esférica Encaixe L Ø 1.0 x 45 mm;
05.10.034 - Broca Esférica Encaixe L Ø 1.0 x 55 mm;
05.10.035 - Broca Esférica Encaixe L Ø 1.0 x 70 mm;
05.10.036 - Broca Esférica Encaixe L Ø 1.0 x 95 mm;
05.10.037 - Broca Esférica Encaixe L Ø 1.0 x 110 mm;
05.10.038 - Broca Esférica Encaixe L Ø 1.0 x 125 mm;
05.10.039 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 1.0 x 45 mm;
05.10.040 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 1.0 x 55 mm;
05.10.041 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 1.0 x 70 mm;
05.10.042 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 1.0 x 95 mm;
05.10.043 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 1.0 x 110mm;
05.10.044 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 1.0 x 125mm;
05.10.045 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 1.0 x 45 mm;
05.10.046 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 1.0 x 55 mm;
05.10.047 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 1.0 x 70 mm;
05.10.048 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 1.0 x 95 mm;
05.10.049 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 1.0 x 110 mm;
05.10.050 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 1.0 x 125 mm;
05.10.051 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 1.0 x 45 mm;
05.10.052 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 1.0 x 55 mm;
05.10.053 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 1.0 x 70 mm;
05.10.054 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 1.0 x 95 mm;

05.10.055 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 1.0 x 110 mm;
05.10.056 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 1.0 x 125 mm;
05.10.057 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 1.0 x 45 mm;
05.10.058 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 1.0 x 55 mm;
05.10.059 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 1.0 x 70 mm;
05.10.060 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 1.0 x 95 mm;
05.10.061 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 1.0 x 110 mm;
05.10.062 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 1.0 x 125 mm;
05.10.063 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 1.0 x 45 mm;
05.10.064 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 1.0 x 55 mm;
05.10.065 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 1.0 x 70 mm;
05.10.066 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 1.0 x 95 mm;
05.10.067 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 1.0 x 110 mm;
05.10.068 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 1.0 x 125 mm;
05.10.069 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 1.0 x 45 mm;
05.10.070 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 1.0 x 55 mm;
05.10.071 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 1.0 x 70 mm;
05.10.072 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 1.0 x 95 mm;
05.10.073 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 1.0 x 110 mm;
05.10.074 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 1.0 x 125 mm;
05.10.075 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 1.0 x 45 mm;
05.10.076 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 1.0 x 55 mm;
05.10.077 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 1.0 x 70 mm;
05.10.078 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 1.0 x 95 mm;
05.10.079 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 1.0 x 110 mm;
05.10.080 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 1.0 x 125 mm;
05.10.081 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 1.0 x 45 mm;
05.10.082 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 1.0 x 55 mm;
05.10.083 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 1.0 x 70 mm;
05.10.084 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 1.0 x 95 mm;
05.10.086 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 1.0 x 110 mm;
05.10.087 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 1.0 x 125 mm;
05.10.088 - Broca de Perfuração Cranial Ø 1.0 x 6.0 mm;
05.10.089 - Broca de Perfuração Cranial Ø 1.0 x 8.0 mm;
05.10.090 - Broca de Perfuração Cranial Ø 1.0 x 10 mm;
05.11.001 - Broca de Craniotomia;

05.12.038 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.2 x 45 mm;
05.12.039 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.2 x 55 mm;
05.12.040 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.2 x 70 mm;
05.12.041 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.2 x 95 mm;
05.12.042 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.2 x 110 mm;
05.12.043 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.2 x 125 mm;
05.12.044 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.2 x 45 mm;
05.12.045 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.2 x 55 mm;
05.12.046 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.2 x 70 mm;
05.12.047 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.2 x 95 mm;
05.12.048 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.2 x 110 mm;
05.12.049 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.2 x 125 mm;
05.12.050 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.2 x 45 mm;
05.12.051 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.2 x 55 mm;
05.12.052 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.2 x 70 mm;
05.12.053 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.2 x 95 mm;
05.12.054 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.2 x 110 mm;
05.12.055 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.2 x 125 mm;
05.12.037 - Broca Lança 1.2 x 12.7 mm;
05.14.001 - Broca Lança 1.4 x 12.7 mm;
05.14.005 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 1.4 x 45 mm;
05.14.006 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 1.4 x 65 mm;
05.14.007 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 1.4 x 80 mm;
05.14.008 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 1.4 x 45 mm;
05.14.009 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 1.4 x 65 mm;
05.14.010 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 1.4 x 80 mm;
05.15.065 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 1.5 x 45 mm;
05.15.066 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 1.5 x 55 mm;
05.15.067 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 1.5 x 70 mm;
05.15.068 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 1.5 x 95 mm;
05.15.069 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 1.5 x 110 mm;
05.15.070 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 1.5 x 125 mm;
05.15.071 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 1.5 x 45 mm;
05.15.072 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 1.5 x 55 mm;
05.15.073 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 1.5 x 70 mm;
05.15.074 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 1.5 x 95 mm;

05.15.075 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 1.5 x 110 mm;
05.15.076 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 1.5 x 125 mm;
05.15.077 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 1.5 x 45 mm;
05.15.078 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 1.5 x 55 mm;
05.15.079 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 1.5 x 70 mm;
05.15.080 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 1.5 x 95 mm;
05.15.081 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 1.5 x 110 mm;
05.15.082 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 1.5 x 125 mm;
05.15.083 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 1.5 x 45 mm;
05.15.084 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 1.5 x 55 mm;
05.15.085 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 1.5 x 70 mm;
05.15.086 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 1.5 x 95 mm;
05.15.087 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 1.5 x 110 mm;
05.15.088 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 1.5 x 125 mm;
05.15.089 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 1.5 x 45 mm;
05.15.090 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 1.5 x 55 mm;
05.15.091 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 1.5 x 70 mm;
05.15.092 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 1.5 x 95 mm;
05.15.093 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 1.5 x 110 mm;
05.15.094 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 1.5 x 125 mm;
05.15.095 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 1.5 x 45 mm;
05.15.096 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 1.5 x 55 mm;
05.15.097 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 1.5 x 70 mm;
05.15.098 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 1.5 x 95 mm;
05.15.099 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 1.5 x 110 mm;
05.15.100 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 1.5 x 125 mm;
05.15.101 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 1.5 x 45 mm;
05.15.102 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 1.5 x 55 mm;
05.15.103 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 1.5 x 70 mm;
05.15.104 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 1.5 x 95 mm;
05.15.105 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 1.5 x 110 mm ;
05.15.106 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 1.5 x 125 mm;
05.15.107 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 1.5 x 45 mm;
05.15.108 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 1.5 x 55 mm;
05.15.109 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 1.5 x 70 mm;
05.15.110 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 1.5 x 95 mm;

05.15.111 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 1.5 x 110 mm;
05.15.112 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 1.5 x 125 mm;
05.15.113 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 1.5 x 45 mm;
05.15.114 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 1.5 x 55 mm;
05.15.115 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 1.5 x 70 mm;
05.15.116 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 1.5 x 95 mm;
05.15.117 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 1.5 x 110 mm;
05.15.118 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 1.5 x 125 mm;
05.16.039 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.6 x 55 mm;
05.16.040 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.6 x 70 mm;
05.16.041 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.6 x 95 mm;
05.16.042 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.6 x 110 mm;
05.16.043 - Broca Cônica Encaixe L Ø 1.6 x 125 mm;
05.16.044 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.6 x 45 mm;
05.16.045 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.6 x 55 mm;
05.16.046 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.6 x 70 mm;
05.16.047 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.6 x 95 mm;
05.16.048 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.6 x 110 mm;
05.16.049 - Broca Cônica Encaixe M Ø 1.6 x 125 mm;
05.16.050 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.6 x 45 mm;
05.16.051 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.6 x 55 mm;
05.16.052 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.6 x 70 mm;
05.16.053 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.6 x 95 mm;
05.16.054 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.6 x 110 mm;
05.16.055 - Broca Cônica Encaixe S Ø 1.6 x 125 mm;
05.16.059 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 1.6 x 45 mm;
05.16.060 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 1.6 x 65 mm;
05.16.061 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 1.6 x 80 mm;
05.16.062 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 1.6 x 45 mm;
05.16.063 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 1.6 x 65 mm;
05.16.064 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 1.6 x 80 mm;
05.18.002 - Broca Lança 1.8 x 20 mm;
05.18.003 - Broca Lindemann Encaixe L Ø 1.8 x 45 mm;
05.18.004 - Broca Lindemann Encaixe L Ø 1.8 x 65 mm;
05.18.005 - Broca Lindemann Encaixe L Ø 1.8 x 80 mm;
05.18.006 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 1.8 x 45 mm;

05.18.007 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 1.8 x 65 mm;
05.18.008 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 1.8 x 80 mm;
05.18.009 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 1.8 x 45 mm;
05.18.010 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 1.8 x 65 mm;
05.18.011 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 1.8 x 80 mm;
05.18.012 - Broca de Craniotomia Ø 1.8 x 16 mm;
05.18.013 - Broca de Craniotomia Ø 1.8 x 22 mm;
05.18.014 - Broca de Craniotomia Ø 1.8 x 30 mm;
05.20.037 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 2.0 x 45 mm;
05.20.038 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 2.0 x 55 mm;
05.20.039 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 2.0 x 70 mm;
05.20.040 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 2.0 x 95 mm;
05.20.041 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 2.0 x 110 mm;
05.20.042 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 2.0 x 125 mm;
05.20.043 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 2.0 x 45 mm;
05.20.044 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 2.0 x 55 mm;
05.20.046 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 2.0 x 70 mm;
05.20.047 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 2.0 x 95 mm;
05.20.048 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 2.0 x 110 mm;
05.20.049 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 2.0 x 125 mm;
05.20.050 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 2.0 x 45 mm;
05.20.051 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 2.0 x 55 mm;
05.20.052 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 2.0 x 70 mm;
05.20.053 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 2.0 x 95 mm;
05.20.054 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 2.0 x 110 mm;
05.20.055 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 2.0 x 125 mm;
05.20.056 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 2.0 x 45 mm;
05.20.057 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 2.0 x 55 mm;
05.20.059 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 2.0 x 70 mm;
05.20.060 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 2.0 x 95 mm;
05.20.061 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 2.0 x 110 mm;
05.20.062 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 2.0 x 125 mm;
05.20.063 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 2.0 x 45 mm;
05.20.064 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 2.0 x 55 mm;
05.20.065 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 2.0 x 70 mm;
05.20.066 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 2.0 x 95 mm;

05.20.067 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 2.0 x 110mm;
05.20.068 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 2.0 x 125 mm;
05.20.069 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 2.0 x 45 mm;
05.20.070 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 2.0 x 55 mm;
05.20.071 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 2.0 x 70 mm;
05.20.072 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 2.0 x 95 mm;
05.20.073 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 2.0 x 110 mm;
05.20.074 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 2.0 x 125 mm;
05.20.075 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 2.0 x 45 mm;
05.20.076 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 2.0 x 55 mm;
05.20.077 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 2.0 x 70 mm;
05.20.078 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 2.0 x 95 mm;
05.20.079 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 2.0 x 110 mm;
05.20.080 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 2.0 x 125 mm;
05.20.081 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 2.0 x 45 mm;
05.20.082 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 2.0 x 55 mm;
05.20.083 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 2.0 x 70 mm;
05.20.084 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 2.0 x 95 mm;
05.20.085 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 2.0 x 110 mm;
05.20.086 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 2.0 x 125 mm;
05.20.087 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 2.0 x 45 mm;
05.20.088 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 2.0 x 55 mm;
05.20.089 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 2.0 x 70 mm;
05.20.090 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 2.0 x 95 mm;
05.20.091 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 2.0 x 110 mm;
05.20.092 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 2.0 x 125 mm;
05.20.035 - Broca Lança 2.0 x 20 mm;
05.21.001 - Broca de Craniotomia Ø 2.1 x 16 mm;
05.21.002 - Broca de Craniotomia Ø 2.1 x 22 mm;
05.21.003 - Broca de Craniotomia Ø 2.1 x 30 mm;
05.21.004 - Broca Cônica Encaixe L Ø 2.1 x 45 mm;
05.21.005 - Broca Cônica Encaixe L Ø 2.1 x 55 mm;
05.21.006 - Broca Cônica Encaixe L Ø 2.1 x 70 mm;
05.21.007 - Broca Cônica Encaixe L Ø 2.1 x 95 mm;
05.21.008 - Broca Cônica Encaixe L Ø 2.1 x 110 mm;
05.21.009 - Broca Cônica Encaixe L Ø 2.1 x 125 mm;

05.21.010 - Broca Cônica Encaixe M Ø 2.1 x 45 mm;
05.21.011 - Broca Cônica Encaixe M Ø 2.1 x 55 mm;
05.21.012 - Broca Cônica Encaixe M Ø 2.1 x 70 mm;
05.21.013 - Broca Cônica Encaixe M Ø 2.1 x 95 mm;
05.21.014 - Broca Cônica Encaixe M Ø 2.1 x 110 mm;
05.21.015 - Broca Cônica Encaixe M Ø 2.1 x 125 mm;
05.21.016 - Broca Cônica Encaixe S Ø 2.1 x 45 mm;
05.21.017 - Broca Cônica Encaixe S Ø 2.1 x 55 mm;
05.21.018 - Broca Cônica Encaixe S Ø 2.1 x 70 mm;
05.21.019 - Broca Cônica Encaixe S Ø 2.1 x 95 mm;
05.21.020 - Broca Cônica Encaixe S Ø 2.1 x 110 mm;
05.21.021 - Broca Cônica Encaixe S Ø 2.1 x 125 mm;
05.21.025 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 2.1 x 45 mm;
05.21.026 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 2.1 x 65 mm;
05.21.027 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 2.1 x 80 mm;
05.21.028 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 2.1 x 45 mm;
05.21.029 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 2.1 x 65 mm;
05.21.030 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 2.1 x 80 mm;
05.22.001 - Broca Lança 2.2 x 20 mm;
05.22.002 - Broca de Craniotomia Ø 2.2 x 16 mm;
05.22.003 - Broca de Craniotomia Ø 2.2 x 22 mm;
05.22.004 - Broca de Craniotomia Ø 2.2 x 30 mm;
05.22.005 - Broca Lindemann Encaixe L Ø 2.2 x 45 mm;
05.22.006 - Broca Lindemann Encaixe L Ø 2.2 x 65 mm;
05.22.007 - Broca Lindemann Encaixe L Ø 2.2 x 80 mm;
05.22.008 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 2.2 x 45 mm;
05.22.009 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 2.2 x 65 mm;
05.22.010 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 2.2 x 80 mm;
05.22.011 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 2.2 x 45 mm;
05.22.012 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 2.2 x 65 mm;
05.22.013 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 2.2 x 67 mm;
05.22.014 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 2.2 x 80 mm;
05.23.001 - Broca Lindemann Encaixe L Ø 2.35 x 45 mm;
05.23.002 - Broca Lindemann Encaixe L Ø 2.35 x 65 mm;
05.23.003 - Broca Lindemann Encaixe L Ø 2.35 x 80 mm;
05.23.004 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 2.35 x 45 mm;

05.23.005 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 2.35 x 65 mm;
05.23.006 - Broca Lindemann Encaixe M Ø 2.35 x 80 mm;
05.23.007 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 2.35 x 45 mm;
05.23.008 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 2.35 x 65 mm;
05.23.009 - Broca Lindemann Encaixe S Ø 2.35 x 80 mm;
05.23.010 - Broca de Craniotomia Ø 2.3 x 16 mm;
05.23.011 - Broca de Craniotomia Ø 2.3 x 22 mm;
05.23.012 - Broca de Craniotomia Ø 2.3 x 30 mm;
05.24.003 - Broca de Craniotomia Ø 2.4 x 16 mm;
05.24.004 - Broca de Craniotomia Ø 2.4 x 22 mm;
05.24.005 - Broca de Craniotomia Ø 2.4 x 30 mm;
05.25.004 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 2.7 x 45 mm;
05.25.005 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 2.7 x 55 mm;
05.25.008 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 2.7 x 110 mm;
05.25.009 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 2.7 x 125 mm;
05.25.010 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 2.7 x 45 mm;
05.25.011 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 2.7 x 55 mm;
05.25.012 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 2.7 x 70 mm;
05.25.013 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 2.7 x 95 mm;
05.25.014 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 2.7 x 110mm;
05.25.015 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 2.7 x 125mm;
05.25.016 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 2.7 x 45 mm;
05.25.017 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 2.7 x 55 mm;
05.25.018 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 2.7 x 70 mm;
05.25.019 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 2.7 x 95 mm;
05.25.020 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 2.7 x 110 mm;
05.25.021 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 2.7 x 125 mm;
05.25.022 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 2.7 x 45 mm;
05.25.023 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 2.7 x 55 mm;
05.25.024 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 2.7 x 70 mm;
05.25.025 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 2.7 x 95 mm;
05.25.026 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 2.7 x 110 mm;
05.25.027 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 2.7 x 125 mm;
05.25.028 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 2.7 x 45 mm;
05.25.029 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 2.7 x 55 mm;
05.25.030 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 2.7 x 70 mm;

05.25.031 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 2.7 x 95 mm;
05.25.032 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 2.7 x 110 mm;
05.25.033 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 2.7 x 125 mm;
05.25.034 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 2.7 x 45 mm;
05.25.035 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 2.7 x 55 mm;
05.25.036 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 2.7 x 70 mm;
05.25.037 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 2.7 x 95 mm;
05.25.038 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 2.7 x 110 mm;
05.25.039 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 2.7 x 125 mm;
05.25.040 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 2.7 x 45 mm;
05.25.041 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 2.7 x 55 mm;
05.25.042 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 2.7 x 70 mm;
05.25.043 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 2.7 x 95 mm;
05.25.044 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 2.7 x 110 mm;
05.25.046 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 2.7 x 125 mm;
05.25.047 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 2.7 x 45 mm;
05.25.048 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 2.7 x 55 mm;
05.25.049 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 2.7 x 70 mm;
05.25.050 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 2.7 x 95 mm;
05.25.051 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 2.7 x 110 mm;
05.25.052 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 2.7 x 125 mm;
05.25.053 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 2.7 x 45 mm;
05.25.054 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 2.7 x 55 mm;
05.25.055 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 2.7 x 70 mm;
05.25.056 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 2.7 x 95 mm;
05.25.057 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 2.7 x 110 mm;
05.25.058 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 2.7 x 125 mm;
05.30.003 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 3.0 x 45 mm;
05.30.004 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 3.0 x 55 mm;
05.30.005 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 3.0 x 70 mm;
05.30.006 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 3.0 x 95 mm;
05.30.007 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 3.0 x 110 mm;
05.30.008 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 3.0 x 125 mm;
05.30.009 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 3.0 x 45 mm;
05.30.010 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 3.0 x 55 mm;
05.30.011 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 3.0 x 70 mm;

05.30.012 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 3.0 x 95 mm;
05.30.013 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 3.0 x 110 mm;
05.30.014 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 3.0 x 125 mm;
05.30.015 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 3.0 x 45 mm;
05.30.016 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 3.0 x 55 mm;
05.30.017 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 3.0 x 70 mm;
05.30.018 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 3.0 x 95 mm;
05.30.019 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 3.0 x 110 mm;
05.30.020 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 3.0 x 125 mm;
05.30.021 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 3.0 x 45 mm;
05.30.022 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 3.0 x 55 mm;
05.30.023 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 3.0 x 70 mm;
05.30.024 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 3.0 x 95 mm;
05.30.025 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 3.0 x 110 mm;
05.30.026 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 3.0 x 125 mm;
05.30.027 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 3.0 x 45 mm;
05.30.028 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 3.0 x 55 mm;
05.30.029 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 3.0 x 70 mm;
05.30.030 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 3.0 x 95 mm;
05.30.031 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 3.0 x 110 mm;
05.30.032 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 3.0 x 125 mm;
05.30.033 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 3.0 x 45 mm;
05.30.034 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 3.0 x 55 mm;
05.30.035 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 3.0 x 70 mm;
05.30.036 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 3.0 x 95 mm;
05.30.037 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 3.0 x 110 mm;
05.30.038 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 3.0 x 125 mm;
05.30.039 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 3.0 x 45 mm;
05.30.040 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 3.0 x 55 mm;
05.30.041 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 3.0 x 70 mm;
05.30.042 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 3.0 x 95 mm;
05.30.043 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 3.0 x 110 mm;
05.30.044 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 3.0 x 125 mm;
05.30.045 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 3.0 x 45 mm;
05.30.046 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 3.0 x 55 mm;
05.30.047 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 3.0 x 70 mm;

05.30.048 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 3.0 x 95 mm;
05.30.049 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 3.0 x 110 mm;
05.30.050 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 3.0 x 125 mm;
05.30.051 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 3.0 x 45 mm;
05.30.052 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 3.0 x 55 mm;
05.30.053 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 3.0 x 70 mm;
05.30.054 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 3.0 x 95 mm;
05.30.055 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 3.0 x 110 mm;
05.30.056 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 3.0 x 125 mm;
05.35.003 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 3.5 x 45 mm;
05.35.004 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 3.5 x 55 mm;
05.35.005 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 3.5 x 70 mm;
05.35.006 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 3.5 x 95 mm;
05.35.007 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 3.5 x 110 mm;
05.35.008 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 3.5 x 125 mm;
05.35.009 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 3.5 x 45 mm;
05.35.010 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 3.5 x 55 mm;
05.35.011 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 3.5 x 70 mm;
05.35.012 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 3.5 x 95 mm;
05.35.013 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 3.5 x 110 mm;
05.35.014 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 3.5 x 125 mm;
05.35.015 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 3.5 x 45 mm;
05.35.016 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 3.5 x 55 mm;
05.35.017 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 3.5 x 70 mm;
05.35.018 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 3.5 x 95 mm;
05.35.019 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 3.5 x 110 mm;
05.35.020 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 3.5 x 125 mm;
05.35.021 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 3.5 x 45 mm;
05.35.022 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 3.5 x 55 mm;
05.35.023 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 3.5 x 70 mm;
05.35.024 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 3.5 x 95 mm;
05.35.025 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 3.5 x 110 mm;
05.35.026 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 3.5 x 125 mm;
05.35.027 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 3.5 x 45 mm;
05.35.028 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 3.5 x 55 mm;
05.35.029 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 3.5 x 70 mm;

05.35.030 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 3.5 x 95 mm;
05.35.031 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 3.5 x 110 mm;
05.35.032 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 3.5 x 125 mm;
05.35.033 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 3.5 x 45 mm;
05.35.034 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 3.5 x 55 mm;
05.35.035 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 3.5 x 70 mm;
05.35.036 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 3.5 x 95 mm;
05.35.037 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 3.5 x 110 mm;
05.35.038 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 3.5 x 125 mm;
05.35.039 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 3.5 x 45 mm;
05.35.040 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 3.5 x 55 mm;
05.35.041 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 3.5 x 70 mm;
05.35.042 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 3.5 x 95 mm;
05.35.043 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 3.5 x 110 mm;
05.35.044 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 3.5 x 125 mm;
05.35.045 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 3.5 x 45 mm;
05.35.046 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 3.5 x 55 mm;
05.35.047 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 3.5 x 70 mm;
05.35.048 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 3.5 x 95 mm;
05.35.049 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 3.5 x 110 mm;
05.35.050 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 3.5 x 125 mm;
05.35.051 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 3.5 x 45 mm;
05.35.052 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 3.5 x 55 mm;
05.35.053 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 3.5 x 70 mm;
05.35.054 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 3.5 x 95 mm;
05.35.055 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 3.5 x 110 mm;
05.35.056 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 3.5 x 125 mm;
05.40.006 - Broca Egg Encaixe L Ø 4.0 x 8 x 45 mm;
05.40.007 - Broca Egg Encaixe L Ø 4.0 x 8 x 55 mm;
05.40.008 - Broca Egg Encaixe L Ø 4.0 x 8 x 70 mm;
05.40.009 - Broca Egg Encaixe L Ø 4.0 x 8 x 95 mm;
05.40.010 - Broca Egg Encaixe L Ø 4.0 x 8 x 110 mm;
05.40.011 - Broca Egg Encaixe L Ø 4.0 x 8 x 125 mm;
05.40.012 - Broca Egg Encaixe M Ø 4.0 x 8 x 45 mm;
05.40.013 - Broca Egg Encaixe M Ø 4.0 x 8 x 55 mm;
05.40.014 - Broca Egg Encaixe M Ø 4.0 x 8 x 70 mm;

05.40.015 - Broca Egg Encaixe M Ø 4.0 x 8 x 95 mm;
05.40.016 - Broca Egg Encaixe M Ø 4.0 x 8 x 110 mm;
05.40.017 - Broca Egg Encaixe M Ø 4.0 x 8 x 125 mm;
05.40.018 - Broca Egg Encaixe S Ø 4.0 x 8 x 45 mm;
05.40.019 - Broca Egg Encaixe S Ø 4.0 x 8 x 55 mm;
05.40.020 - Broca Egg Encaixe S Ø 4.0 x 8 x 70 mm;
05.40.021 - Broca Egg Encaixe S Ø 4.0 x 8 x 95 mm;
05.40.022 - Broca Egg Encaixe S Ø 4.0 x 8 x 110 mm;
05.40.023 - Broca Egg Encaixe S Ø 4.0 x 8 x 125 mm;
05.40.024 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 4.0 x 45 mm;
05.40.025 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 4.0 x 55 mm;
05.40.026 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 4.0 x 70 mm;
05.40.027 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 4.0 x 95 mm;
05.40.028 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 4.0 x 110 mm;
05.40.029 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 4.0 x 125 mm;
05.40.030 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 4.0 x 45 mm;
05.40.031 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 4.0 x 55 mm;
05.40.032 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 4.0 x 70 mm;
05.40.033 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 4.0 x 95 mm;
05.40.034 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 4.0 x 110 mm;
05.40.035 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 4.0 x 125 mm;
05.40.036 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 4.0 x 45 mm;
05.40.037 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 4.0 x 55 mm;
05.40.038 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 4.0 x 70 mm;
05.40.039 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 4.0 x 95 mm;
05.40.040 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 4.0 x 110 mm;
05.40.041 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 4.0 x 125 mm;
05.40.042 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 4.0 x 45 mm;
05.40.043 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 4.0 x 55 mm;
05.40.044 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 4.0 x 70 mm;
05.40.046 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 4.0 x 95 mm;
05.40.047 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 4.0 x 110 mm;
05.40.048 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 4.0 x 125 mm;
05.40.049 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 4.0 x 45 mm;
05.40.050 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 4.0 x 55 mm;
05.40.051 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 4.0 x 70 mm;

05.40.052 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 4.0 x 95 mm;
05.40.053 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 4.0 x 110 mm;
05.40.054 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 4.0 x 125 mm;
05.40.055 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 4.0 x 45 mm;
05.40.056 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 4.0 x 55 mm;
05.40.057 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 4.0 x 70 mm;
05.40.058 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 4.0 x 95 mm;
05.40.059 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 4.0 x 110 mm;
05.40.060 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 4.0 x 125 mm;
05.40.061 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 4.0 x 45 mm;
05.40.062 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 4.0 x 55 mm;
05.40.063 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 4.0 x 70 mm;
05.40.064 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 4.0 x 95 mm;
05.40.065 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 4.0 x 110 mm;
05.40.066 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 4.0 x 125 mm;
05.40.067 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 4.0 x 45 mm;
05.40.068 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 4.0 x 55 mm;
05.40.069 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 4.0 x 70 mm;
05.40.070 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 4.0 x 95 mm;
05.40.071 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 4.0 x 110 mm;
05.40.072 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 4.0 x 125 mm;
05.40.073 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 4.0 x 45 mm;
05.40.074 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 4.0 x 55 mm;
05.40.075 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 4.0 x 70 mm;
05.40.076 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 4.0 x 95 mm;
05.40.077 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 4.0 x 110 mm;
05.40.078 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 4.0 x 125 mm;
05.45.001 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 4.5 x 45 mm;
05.45.002 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 4.5 x 55 mm;
05.45.003 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 4.5 x 70 mm;
05.45.004 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 4.5 x 95 mm;
05.45.007 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 4.5 x 45 mm;
05.45.008 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 4.5 x 55 mm;
05.45.009 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 4.5 x 70 mm;
05.45.010 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 4.5 x 95 mm;
05.45.011 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 4.5 x 110 mm;

05.45.012 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 4.5 x 125 mm;
05.45.013 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 4.5 x 45 mm;
05.45.014 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 4.5 x 55 mm;
05.45.015 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 4.5 x 70 mm;
05.45.016 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 4.5 x 95 mm;
05.45.017 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 4.5 x 110 mm;
05.45.018 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 4.5 x 125 mm;
05.45.019 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 4.5 x 45 mm;
05.45.020 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 4.5 x 55 mm;
05.45.021 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 4.5 x 70 mm;
05.45.022 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 4.5 x 95 mm;
05.45.023 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 4.5 x 110 mm;
05.45.024 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 4.5 x 125 mm;
05.45.025 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 4.5 x 45 mm;
05.45.026 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 4.5 x 55 mm;
05.45.027 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 4.5 x 70 mm;
05.45.028 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 4.5 x 95 mm;
05.45.029 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 4.5 x 110 mm;
05.45.030 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 4.5 x 125 mm;
05.45.031 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 4.5 x 45 mm;
05.45.032 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 4.5 x 55 mm;
05.45.033 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 4.5 x 70 mm;
05.45.034 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 4.5 x 95 mm;
05.45.035 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 4.5 x 110 mm;
05.45.036 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 4.5 x 125 mm;
05.45.037 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 4.5 x 45 mm;
05.45.038 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 4.5 x 55 mm;
05.45.039 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 4.5 x 70 mm;
05.45.040 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 4.5 x 95 mm;
05.45.041 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 4.5 x 110 mm;
05.45.042 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 4.5 x 125 mm;
05.45.043 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 4.5 x 45 mm;
05.45.044 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 4.5 x 55 mm;
05.45.045 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 4.5 x 70 mm;
05.45.046 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 4.5 x 95 mm;
05.45.047 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 4.5 x 110 mm;

05.45.048 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 4.5 x 125 mm;
05.45.049 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 4.5 x 45 mm;
05.45.050 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 4.5 x 55 mm;
05.45.051 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 4.5 x 70 mm;
05.45.052 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 4.5 x 95 mm;
05.45.053 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 4.5 x 110 mm;
05.45.054 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 4.5 x 125 mm;
05.50.002 - Broca Pera Encaixe L Ø 5.0 x 45 mm;
05.50.003 - Broca Pera Encaixe L Ø 5.0 x 55 mm;
05.50.004 - Broca Pera Encaixe L Ø 5.0 x 70 mm;
05.50.005 - Broca Pera Encaixe L Ø 5.0 x 95 mm;
05.50.006 - Broca Pera Encaixe L Ø 5.0 x 110 mm;
05.50.007 - Broca Pera Encaixe L Ø 5.0 x 125 mm;
05.50.008 - Broca Egg Encaixe L Ø 5.0 x 10 x 45 mm;
05.50.009 - Broca Egg Encaixe L Ø 5.0 x 10 x 55 mm;
05.50.010 - Broca Egg Encaixe L Ø 5.0 x 10 x 70 mm;
05.50.011 - Broca Egg Encaixe L Ø 5.0 x 10 x 95 mm;
05.50.012 - Broca Egg Encaixe L Ø 5.0 x 10 x 110 mm;
05.50.013 - Broca Egg Encaixe L Ø 5.0 x 10 x 125 mm;
05.50.014 - Broca Egg Encaixe M Ø 5.0 x 10 x 45;
05.50.015 - Broca Egg Encaixe M Ø 5.0 x 10 x 55;
05.50.016 - Broca Egg Encaixe M Ø 5.0 x 10 x 70;
05.50.017 - Broca Egg Encaixe M Ø 5.0 x 10 x 95;
05.50.018 - Broca Egg Encaixe M Ø 5.0 x 10 x 110;
05.50.019 - Broca Egg Encaixe M Ø 5.0 x 10 x 125;
05.50.020 - Broca Egg Encaixe S Ø 5.0 x 10 x 45;
05.50.021 - Broca Egg Encaixe S Ø 5.0 x 10 x 55;
05.50.022 - Broca Egg Encaixe S Ø 5.0 x 10 x 70;
05.50.023 - Broca Egg Encaixe S Ø 5.0 x 10 x 95;
05.50.024 - Broca Egg Encaixe S Ø 5.0 x 10 x 110;
05.50.025 - Broca Egg Encaixe S Ø 5.0 x 10 x 125;
05.50.026 - Broca Pera Encaixe M Ø 5.0 x 45 mm;
05.50.027 - Broca Pera Encaixe M Ø 5.0 x 55 mm;
05.50.028 - Broca Pera Encaixe M Ø 5.0 x 70 mm;
05.50.029 - Broca Pera Encaixe M Ø 5.0 x 95 mm;
05.50.030 - Broca Pera Encaixe M Ø 5.0 x 110 mm;

05.50.031 - Broca Pera Encaixe M Ø 5.0 x 125 mm;
05.50.032 - Broca Pera Encaixe S Ø 5.0 x 45 mm;
05.50.033 - Broca Pera Encaixe S Ø 5.0 x 55 mm;
05.50.034 - Broca Pera Encaixe S Ø 5.0 x 70 mm;
05.50.035 - Broca Pera Encaixe S Ø 5.0 x 95 mm;
05.50.036 - Broca Pera Encaixe S Ø 5.0 x 110 mm;
05.50.037 - Broca Pera Encaixe S Ø 5.0 x 125 mm;
05.50.038 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 5.0 x 45 mm;
05.50.039 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 5.0 x 55 mm;
05.50.040 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 5.0 x 70 mm;
05.50.041 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 5.0 x 95 mm;
05.50.042 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 5.0 x 110 mm;
05.50.043 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 5.0 x 125 mm;
05.50.044 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 5.0 x 45 mm;
05.50.045 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 5.0 x 55 mm;
05.50.046 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 5.0 x 70 mm;
05.50.047 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 5.0 x 95 mm;
05.50.048 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 5.0 x 110 mm;
05.50.049 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 5.0 x 125 mm;
05.50.050 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 5.0 x 45 mm;
05.50.051 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 5.0 x 55 mm;
05.50.052 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 5.0 x 70 mm;
05.50.053 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 5.0 x 95 mm;
05.50.054 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 5.0 x 110 mm;
05.50.055 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 5.0 x 125 mm;
05.50.056 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 5.0 x 45 mm;
05.50.057 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 5.0 x 55 mm;
05.50.058 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 5.0 x 70 mm;
05.50.059 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 5.0 x 95 mm;
05.50.060 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 5.0 x 110 mm;
05.50.061 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 5.0 x 125 mm;
05.50.062 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 5.0 x 45 mm;
05.50.063 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 5.0 x 55 mm;
05.50.064 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 5.0 x 70 mm;
05.50.065 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 5.0 x 95 mm;
05.50.066 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 5.0 x 110 mm;

05.50.067 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 5.0 x 125 mm;

05.50.068 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 5.0 x 45 mm;

05.50.069 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 5.0 x 55 mm;

05.50.070 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 5.0 x 70 mm;

05.50.071 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 5.0 x 95 mm;

05.50.072 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 5.0 x 110 mm;

05.50.091 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 5.0 x 125 mm;

05.50.073 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 5.0 x 45 mm;

05.50.074 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 5.0 x 55 mm;

05.50.075 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 5.0 x 70 mm;

05.50.076 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 5.0 x 95 mm;

05.50.077 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 5.0 x 110 mm;

05.50.078 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 5.0 x 125 mm;

05.50.079 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 5.0 x 45 mm;

05.50.080 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 5.0 x 55 mm;

05.50.081 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 5.0 x 70 mm;

05.50.082 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 5.0 x 95 mm;

05.50.083 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 5.0 x 110 mm;

05.50.084 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 5.0 x 125 mm;

05.50.085 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 5.0 x 45 mm;

05.50.086 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 5.0 x 55 mm;

05.50.087 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 5.0 x 70 mm;

05.50.088 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 5.0 x 95 mm;

05.50.089 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 5.0 x 110 mm;

05.50.092 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 5.0 x 125 mm;

05.55.001 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 5.5 x 45 mm;

05.55.002 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 5.5 x 55 mm;

05.55.003 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 5.5 x 70 mm;

05.55.004 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 5.5 x 95 mm;

05.55.005 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 5.5 x 110 mm;

05.55.006 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 5.5 x 125 mm;

05.55.007 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 5.5 x 45 mm;

05.55.008 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 5.5 x 55 mm;

05.55.009 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 5.5 x 70 mm;

05.55.010 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 5.5 x 95 mm;

05.55.011 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 5.5 x 110 mm;

05.55.012 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 5.5 x 125 mm;
05.55.013 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 5.5 x 45 mm;
05.55.014 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 5.5 x 55 mm;
05.55.015 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 5.5 x 70 mm;
05.55.016 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 5.5 x 95 mm;
05.55.017 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 5.5 x 110 mm;
05.55.018 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 5.5 x 125 mm;
05.55.019 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 5.5 x 45 mm;
05.55.020 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 5.5 x 55 mm;
05.55.021 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 5.5 x 70 mm;
05.55.022 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 5.5 x 95 mm;
05.55.023 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 5.5 x 110 mm;
05.55.024 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 5.5 x 125 mm;
05.55.025 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 5.5 x 45 mm;
05.55.026 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 5.5 x 55 mm;
05.55.027 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 5.5 x 70 mm;
05.55.028 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 5.5 x 95 mm;
05.55.029 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 5.5 x 110 mm;
05.55.030 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 5.5 x 125 mm;
05.55.031 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 5.5 x 45 mm;
05.55.032 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 5.5 x 55 mm;
05.55.033 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 5.5 x 70 mm;
05.55.034 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 5.5 x 95 mm;
05.55.035 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 5.5 x 110 mm;
05.55.036 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 5.5 x 125 mm;
05.55.037 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 5.5 x 45 mm;
05.55.038 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 5.5 x 55 mm;
05.55.039 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 5.5 x 70 mm;
05.55.040 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 5.5 x 95 mm;
05.55.041 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 5.5 x 110 mm;
05.55.042 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 5.5 x 125 mm;
05.55.043 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 5.5 x 45 mm;
05.55.044 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 5.5 x 55 mm;
05.55.045 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 5.5 x 70 mm;
05.55.046 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 5.5 x 95 mm;
05.55.047 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 5.5 x 110 mm;

05.55.048 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 5.5 x 125 mm;
05.55.049 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 5.5 x 45 mm;
05.55.050 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 5.5 x 55 mm;
05.55.051 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 5.5 x 70 mm;
05.55.052 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 5.5 x 95 mm;
05.55.053 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 5.5 x 110 mm;
05.55.054 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 5.5 x 125 mm;
05.60.002 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 6.0 x 45 mm;
05.60.003 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 6.0 x 55 mm;
05.60.004 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 6.0 x 70 mm;
05.60.005 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 6.0 x 95 mm;
05.60.006 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 6.0 x 110 mm;
05.60.007 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 6.0 x 125 mm;
05.60.008 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 6.0 x 45 mm;
05.60.009 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 6.0 x 55 mm;
05.60.010 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 6.0 x 70 mm;
05.60.011 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 6.0 x 95 mm;
05.60.012 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 6.0 x 110 mm;
05.60.013 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 6.0 x 125 mm;
05.60.014 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 6.0 x 45 mm;
05.60.015 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 6.0 x 55 mm;
05.60.016 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 6.0 x 70 mm;
05.60.017 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 6.0 x 95 mm;
05.60.018 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 6.0 x 110 mm;
05.60.019 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 6.0 x 125 mm;
05.60.020 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 6.0 x 45 mm;
05.60.021 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 6.0 x 55 mm;
05.60.022 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 6.0 x 70 mm;
05.60.023 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 6.0 x 95 mm;
05.60.024 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 6.0 x 110 mm;
05.60.025 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 6.0 x 125 mm;
05.60.026 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 6.0 x 45 mm;
05.60.027 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 6.0 x 55 mm;
05.60.028 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 6.0 x 70 mm;
05.60.029 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 6.0 x 95 mm;
05.60.030 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 6.0 x 110 mm;

05.60.031 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 6.0 x 125 mm;

05.60.032 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 6.0 x 45 mm;

05.60.033 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 6.0 x 55 mm;

05.60.034 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 6.0 x 70 mm;

05.60.035 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 6.0 x 95 mm;

05.60.036 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 6.0 x 110 mm;

05.60.037 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 6.0 x 125 mm;

05.60.038 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 6.0 x 45 mm;

05.60.039 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 6.0 x 55 mm;

05.60.040 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 6.0 x 70 mm;

05.60.041 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 6.0 x 95 mm;

05.60.042 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 6.0 x 110 mm;

05.60.043 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 6.0 x 125 mm;

05.60.044 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 6.0 x 45 mm;

05.60.045 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 6.0 x 55 mm;

05.60.046 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 6.0 x 70 mm;

05.60.047 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 6.0 x 95 mm;

05.60.048 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 6.0 x 110 mm;

05.60.049 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 6.0 x 125 mm;

05.60.050 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 6.0 x 45 mm;

05.60.051 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 6.0 x 55 mm;

05.60.052 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 6.0 x 70 mm;

05.60.053 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 6.0 x 95 mm;

05.60.054 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 6.0 x 110 mm;

05.60.055 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 6.0 x 125 mm;

05.65.001 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 6.5 x 45 mm;

05.65.002 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 6.5 x 55 mm;

05.65.003 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 6.5 x 70 mm;

05.65.004 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 6.5 x 95 mm;

05.65.005 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 6.5 x 110 mm;

05.65.006 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 6.5 x 125 mm;

05.65.007 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 6.5 x 45 mm;

05.65.008 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 6.5 x 55 mm;

05.65.009 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 6.5 x 70 mm;

05.65.010 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 6.5 x 95 mm;

05.65.011 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 6.5 x 110 mm;

05.65.012 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 6.5 x 125 mm;
05.65.013 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 6.5 x 45 mm;
05.65.014 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 6.5 x 55 mm;
05.65.015 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 6.5 x 70 mm;
05.65.016 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 6.5 x 95 mm;
05.65.017 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 6.5 x 110 mm;
05.65.018 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 6.5 x 125 mm;
05.65.019 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 6.5 x 45 mm;
05.65.020 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 6.5 x 55 mm;
05.65.021 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 6.5 x 70 mm;
05.65.022 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 6.5 x 95 mm;
05.65.023 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 6.5 x 110 mm;
05.65.024 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 6.5 x 125 mm;
05.65.025 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 6.5 x 45 mm;
05.65.026 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 6.5 x 55 mm;
05.65.027 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 6.5 x 70 mm;
05.65.028 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 6.5 x 95 mm;
05.65.029 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 6.5 x 110 mm;
05.65.030 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 6.5 x 125 mm;
05.65.031 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 6.5 x 45 mm;
05.65.032 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 6.5 x 55 mm;
05.65.033 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 6.5 x 70 mm;
05.65.034 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 6.5 x 95 mm;
05.65.035 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 6.5 x 110 mm;
05.65.036 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 6.5 x 125 mm;
05.65.037 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 6.5 x 45 mm;
05.65.038 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 6.5 x 55 mm;
05.65.039 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 6.5 x 70 mm;
05.65.040 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 6.5 x 95 mm;
05.65.041 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 6.5 x 110 mm;
05.65.042 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 6.5 x 125 mm;
05.65.043 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 6.5 x 45 mm;
05.65.044 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 6.5 x 55 mm;
05.65.045 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 6.5 x 70 mm;
05.65.046 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 6.5 x 95 mm;
05.65.047 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 6.5 x 110 mm;

05.65.048 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 6.5 x 125 mm;
05.65.049 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 6.5 x 45 mm;
05.65.050 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 6.5 x 55 mm;
05.65.051 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 6.5 x 70 mm;
05.65.052 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 6.5 x 95 mm;
05.65.053 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 6.5 x 110 mm;
05.65.054 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 6.5 x 125 mm;
05.70.001 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 7.0 x 45 mm;
05.70.002 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 7.0 x 55 mm;
05.70.003 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 7.0 x 70 mm;
05.70.004 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 7.0 x 95 mm;
05.70.005 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 7.0 x 110 mm;
05.70.006 - Broca Esférica Encaixe L-L Ø 7.0 x 125 mm;
05.70.007 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 7.0 x 45 mm;
05.70.008 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 7.0 x 55 mm;
05.70.009 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 7.0 x 70 mm;
05.70.010 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 7.0 x 95 mm;
05.70.011 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 7.0 x 110 mm;
05.70.012 - Broca Esférica Encaixe L-M Ø 7.0 x 125 mm;
05.70.013 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 7.0 x 45 mm;
05.70.014 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 7.0 x 55 mm;
05.70.015 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 7.0 x 70 mm;
05.70.016 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 7.0 x 95 mm;
05.70.017 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 7.0 x 110 mm;
05.70.018 - Broca Esférica Encaixe L-S Ø 7.0 x 125 mm;
05.70.019 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 7.0 x 45 mm;
05.70.020 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 7.0 x 55 mm;
05.70.021 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 7.0 x 70 mm;
05.70.022 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 7.0 x 95 mm;
05.70.023 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 7.0 x 110 mm;
05.70.024 - Broca Esférica Encaixe M-L Ø 7.0 x 125 mm;
05.70.025 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 7.0 x 45 mm;
05.70.026 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 7.0 x 55 mm;
05.70.027 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 7.0 x 70 mm;
05.70.028 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 7.0 x 95 mm;
05.70.029 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 7.0 x 110 mm;

05.70.030 - Broca Esférica Encaixe M-M Ø 7.0 x 125 mm;

05.70.031 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 7.0 x 45 mm;

05.70.032 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 7.0 x 55 mm;

05.70.033 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 7.0 x 70 mm;

05.70.034 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 7.0 x 95 mm;

05.70.035 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 7.0 x 110 mm;

05.70.036 - Broca Esférica Encaixe M-S Ø 7.0 x 125 mm;

05.70.037 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 7.0 x 45 mm;

05.70.038 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 7.0 x 55 mm;

05.70.039 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 7.0 x 70 mm;

05.70.040 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 7.0 x 95 mm;

05.70.041 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 7.0 x 110 mm;

05.70.042 - Broca Esférica Encaixe S-L Ø 7.0 x 125 mm;

05.70.043 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 7.0 x 45 mm;

05.70.044 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 7.0 x 55 mm;

05.70.045 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 7.0 x 70 mm;

05.70.046 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 7.0 x 95 mm;

05.70.047 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 7.0 x 110 mm;

05.70.048 - Broca Esférica Encaixe S-M Ø 7.0 x 125 mm;

05.70.049 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 7.0 x 45 mm;

05.70.050 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 7.0 x 55 mm;

05.70.051 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 7.0 x 70 mm;

05.70.052 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 7.0 x 95 mm;

05.70.053 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 7.0 x 110 mm;

05.70.054 - Broca Esférica Encaixe S-S Ø 7.0 x 125 mm;

05.70.055 - Broca Pera Encaixe L Ø 7.0 x 45 mm;

05.70.056 - Broca Pera Encaixe L Ø 7.0 x 55 mm;

05.70.057 - Broca Pera Encaixe L Ø 7.0 x 70 mm;

05.70.058 - Broca Pera Encaixe L Ø 7.0 x 95 mm;

05.70.059 - Broca Pera Encaixe L Ø 7.0 x 110 mm;

05.70.060 - Broca Pera Encaixe L Ø 7.0 x 125 mm;

05.70.061 - Broca Pera Encaixe M Ø 7.0 x 45 mm;

05.70.062 - Broca Pera Encaixe M Ø 7.0 x 55 mm;

05.70.063 - Broca Pera Encaixe M Ø 7.0 x 70 mm;

05.70.064 - Broca Pera Encaixe M Ø 7.0 x 95 mm;

05.70.065 - Broca Pera Encaixe M Ø 7.0 x 110 mm;

05.70.066 - Broca Pera Encaixe M Ø 7.0 x 125 mm;
05.70.067 - Broca Pera Encaixe S Ø 7.0 x 45 mm;
05.70.068 - Broca Pera Encaixe S Ø 7.0 x 55 mm;
05.70.069 - Broca Pera Encaixe S Ø 7.0 x 70 mm;
05.70.070 - Broca Pera Encaixe S Ø 7.0 x 95 mm;
05.70.071 - Broca Pera Encaixe S Ø 7.0 x 110 mm;
05.70.072 - Broca Pera Encaixe S Ø 7.0 x 125 mm;
05.20.036 - Broca Trefina Ø 2.0 mm;
05.30.002 - Broca Trefina Ø 3.0 mm;
05.33.007 - Broca Trefina Ø 3.3 mm;
05.35.080 - Broca Trefina Ø 3.5 mm;
05.38.002 - Broca Trefina Ø 3.85 mm;
05.40.005 - Broca Trefina Ø 4.0 mm;
05.41.002 - Broca Trefina Ø 4.1 mm;
05.42.003 - Broca Trefina Ø 4.2 mm;
05.43.005 - Broca Trefina Ø 4.3 mm;
05.46.001 - Broca Trefina Ø 4.6 mm;
05.50.001 - Broca Trefina Ø 5.0 mm;
05.51.002 - Broca Trefina Ø 5.1 mm;
05.52.001 - Broca Trefina Ø 5.2 mm;
05.60.001 - Broca Trefina Ø 6.0 mm;
05.61.001 - Broca Trefina Ø 6.1 mm;
05.80.001 - Broca Trefina Ø 8.0 mm;
07.00.143 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 10 mm SHANNON H;
07.00.144 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 15 mm SHANNON H;
07.00.145 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 20 mm SHANNON H;
07.00.146 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 30 mm SHANNON H;
07.00.147 - Fresa Percutânea Ø 2.2 x 10 mm SHANNON H;
07.00.148 - Fresa Percutânea Ø 2.2 x 15 mm SHANNON H;
07.00.149 - Fresa Percutânea Ø 2.2 x 20 mm SHANNON H;
07.00.150 - Fresa Percutânea Ø 2.2 x 30 mm SHANNON H;
07.00.151 - Fresa Percutânea Ø 2.9 x 10 mm WEDGE H;
07.00.152 - Fresa Percutânea Ø 2.9 x 15 mm WEDGE H;
07.00.153 - Fresa Percutânea Ø 2.9 x 20 mm WEDGE H;
07.00.154 - Fresa Percutânea Ø 2.9 x 30 mm WEDGE H;
07.00.155 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 10 mm EXTRA WEDGE H;

07.00.156 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 15 mm EXTRA WEDGE H;
07.00.157 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 20 mm EXTRA WEDGE H;
07.00.158 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 30 mm EXTRA WEDGE H;
07.00.159 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 15 mm CHEVRON H;
07.00.160 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 20 mm CHEVRON H;
07.00.161 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 25 mm CHEVRON H;
07.00.162 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 30 mm CHEVRON H;
07.00.163 - Fresa Percutânea Ø 2.7 x 15 mm CHEVRON H;
07.00.164 - Fresa Percutânea Ø 2.5 x 20 mm CHEVRON H;
07.00.165 - Fresa Percutânea Ø 2.5 x 25 mm CHEVRON H;
07.00.166 - Fresa Percutânea Ø 2.5 x 30 mm CHEVRON H;
07.00.167 - Fresa Percutânea Ø 3.0 x 15 mm CHEVRON H;
07.00.168 - Fresa Percutânea Ø 3.0 x 20 mm CHEVRON H;
07.00.169 - Fresa Percutânea Ø 3.0 x 25 mm CHEVRON H;
07.00.170 - Fresa Percutânea Ø 3.0 x 30 mm CHEVRON H;
07.00.171 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 15 mm CHEVRON H;
07.00.172 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 20 mm CHEVRON H;
07.00.173 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 25 mm CHEVRON H;
07.00.174 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 30 mm CHEVRON H;
07.00.175 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 15 mm CONICAL WEDGE H;
07.00.176 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 20 mm CONICAL WEDGE H;
07.00.177 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 25 mm CONICAL WEDGE H;
07.00.178 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 15 mm OVAL H;
07.00.179 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 20 mm OVAL H;
07.00.180 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 25 mm OVAL H;
07.00.181 - Fresa Percutânea Ø 4.5 x 15 mm OVAL H;
07.00.182 - Fresa Percutânea Ø 4.5 x 20 mm OVAL H;
07.00.183 - Fresa Percutânea Ø 4.5 x 25 mm OVAL H;
07.00.184 - Fresa Percutânea Ø 5.0 x 15 mm OVAL H;
07.00.185 - Fresa Percutânea Ø 5.0 x 20 mm OVAL H;
07.00.186 - Fresa Percutânea Ø 5.0 x 25 mm OVAL H;
07.00.187 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 10 mm SHANNON F;
07.00.188 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 15 mm SHANNON F;
07.00.189 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 20 mm SHANNON F;
07.00.190 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 30 mm SHANNON F;
07.00.191 - Fresa Percutânea Ø 2.2 x 10 mm SHANNON F;

07.00.192 - Fresa Percutânea Ø 2.2 x 15 mm SHANNON F;
07.00.193 - Fresa Percutânea Ø 2.2 x 20 mm SHANNON F;
07.00.194 - Fresa Percutânea Ø 2.2 x 30 mm SHANNON F;
07.00.195 - Fresa Percutânea Ø 2.9 x 10 mm WEDGE F;
07.00.196 - Fresa Percutânea Ø 2.9 x 15 mm WEDGE F;
07.00.197 - Fresa Percutânea Ø 2.9 x 20 mm WEDGE F;
07.00.198 - Fresa Percutânea Ø 2.9 x 30 mm WEDGE F;
07.00.199 - Fresa Percutânea Ø 2.9 x 10 mm EXTRA WEDGE F;
07.00.200 - Fresa Percutânea Ø 2.9 x 15 mm EXTRA WEDGE F;
07.00.201 - Fresa Percutânea Ø 2.9 x 20 mm EXTRA WEDGE F;
07.00.202 - Fresa Percutânea Ø 2.9 x 30 mm EXTRA WEDGE F;
07.00.203 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 15 mm CHEVRON F;
07.00.204 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 20 mm CHEVRON F;
07.00.205 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 25 mm CHEVRON F;
07.00.206 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 30 mm CHEVRON F;
07.00.207 - Fresa Percutânea Ø 2.7 x 15 mm CHEVRON F;
07.00.208 - Fresa Percutânea Ø 2.7 x 20 mm CHEVRON F;
07.00.209 - Fresa Percutânea Ø 2.7 x 25 mm CHEVRON F;
07.00.210 - Fresa Percutânea Ø 2.7 x 30 mm CHEVRON F;
07.00.211 - Fresa Percutânea Ø 3.0 x 15 mm CHEVRON F;
07.00.212 - Fresa Percutânea Ø 3.0 x 20 mm CHEVRON F;
07.00.213 - Fresa Percutânea Ø 3.0 x 25 mm CHEVRON F;
07.00.214 - Fresa Percutânea Ø 3.0 x 30 mm CHEVRON F;
07.00.215 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 15 mm CHEVRON F;
07.00.216 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 20 mm CHEVRON F;
07.00.217 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 25 mm CHEVRON F;
07.00.218 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 30 mm CHEVRON F;
07.00.219 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 15 mm CONICAL WEDGE F;
07.00.220 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 20 mm CONICAL WEDGE F;
07.00.221 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 30 mm CONICAL WEDGE F;
07.00.222 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 15 mm OVAL F;
07.00.223 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 20 mm OVAL F;
07.00.224 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 30 mm OVAL F;
07.00.225 - Fresa Percutânea Ø 4.5 x 15 mm OVAL F;
07.00.226 - Fresa Percutânea Ø 4.5 x 20 mm OVAL F;
07.00.227 - Fresa Percutânea Ø 4.5 x 30 mm OVAL F;

07.00.228 - Fresa Percutânea Ø 5.0 x 15 mm OVAL F;
07.00.229 - Fresa Percutânea Ø 5.0 x 20 mm OVAL F;
07.00.230 - Fresa Percutânea Ø 5.0 x 30 mm OVAL F;
07.00.231 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 10 mm SHANNON J;
07.00.232 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 15 mm SHANNON J;
07.00.233 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 20 mm SHANNON J;
07.00.234 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 30 mm SHANNON J;
07.00.235 - Fresa Percutânea Ø 2.2 x 10 mm SHANNON J;
07.00.236 - Fresa Percutânea Ø 2.2 x 15 mm SHANNON J;
07.00.237 - Fresa Percutânea Ø 2.2 x 20 mm SHANNON J;
07.00.238 - Fresa Percutânea Ø 2.2 x 30 mm SHANNON J;
07.00.239 - Fresa Percutânea Ø 2.9 x 10 mm WEDGE J;
07.00.240 - Fresa Percutânea Ø 2.9 x 15 mm WEDGE J;
07.00.241 - Fresa Percutânea Ø 2.9 x 20 mm WEDGE J;
07.00.242 - Fresa Percutânea Ø 2.9 x 30 mm WEDGE J;
07.00.243 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 10 mm EXTRA WEDGE J;
07.00.244 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 15 mm EXTRA WEDGE J;
07.00.245 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 20 mm EXTRA WEDGE J;
07.00.246 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 30 mm EXTRA WEDGE J;
07.00.247 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 15 mm CHEVRON J;
07.00.248 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 20 mm CHEVRON J;
07.00.249 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 25 mm CHEVRON J;
07.00.250 - Fresa Percutânea Ø 2.0 x 30 mm CHEVRON J;
07.00.251 - Fresa Percutânea Ø 2.7 x 15 mm CHEVRON J;
07.00.252 - Fresa Percutânea Ø 2.7 x 20 mm CHEVRON J;
07.00.253 - Fresa Percutânea Ø 2.7 x 25 mm CHEVRON J;
07.00.254 - Fresa Percutânea Ø 2.7 x 30 mm CHEVRON J;
07.00.255 - Fresa Percutânea Ø 3.0 x 15 mm CHEVRON J;
07.00.256 - Fresa Percutânea Ø 3.0 x 20 mm CHEVRON J;
07.00.257 - Fresa Percutânea Ø 3.0 x 25 mm CHEVRON J;
07.00.258 - Fresa Percutânea Ø 3.0 x 30 mm CHEVRON J;
07.00.259 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 15 mm CHEVRON J;
07.00.260 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 20 mm CHEVRON J;
07.00.261 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 25 mm CHEVRON J;
07.00.262 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 30 mm CHEVRON J;
07.00.263 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 15 mm WEDGE J;

07.00.264 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 20 mm WEDGE J;
07.00.265 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 30 mm WEDGE J;
07.00.266 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 15 mm OVAL J;
07.00.267 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 20 mm OVAL J;
07.00.268 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 30 mm OVAL J;
07.00.269 - Fresa Percutânea Ø 4.5 x 15 mm OVAL J;
07.00.270 - Fresa Percutânea Ø 4.5 x 20 mm OVAL J;
07.00.271 - Fresa Percutânea Ø 4.5 x 30 mm OVAL J;
07.00.272 - Fresa Percutânea Ø 5.0 x 15 mm OVAL J;
07.00.273 - Fresa Percutânea Ø 5.0 x 20 mm OVAL J;
07.00.274 - Fresa Percutânea Ø 5.0 x 30 mm OVAL J;
07.00.279 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 30 mm CONICAL WEDGE H;
07.00.280 - Fresa Percutânea Ø 3.5 x 30 mm OVAL H;
07.00.281 - Fresa Percutânea Ø 4.5 x 30 mm OVAL H;
07.00.282 - Fresa Percutânea Ø 5.0 x 30 mm OVAL H;
07.00.283 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 10 mm EXTRA WEDGE F;
07.00.284 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 15 mm EXTRA WEDGE F;
07.00.285 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 20 mm EXTRA WEDGE F;
07.00.286 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 30 mm EXTRA WEDGE F;
07.00.287 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 15 mm CONICAL WEDGE J;
07.00.288 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 20 mm CONICAL WEDGE J;
07.00.289 - Fresa Percutânea Ø 4.3 x 30 mm CONICAL WEDGE J;
05.10.088 - Broca de Perfuração Cranial Ø 1.0 x 6.0 mm;
05.10.089 - Broca de Perfuração Cranial Ø 1.0 x 8.0 mm;
05.10.090 - Broca de Perfuração Cranial Ø 1.0 x 10 mm;

2. MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS

São fabricadas em aço martensítico conforme ASTM F899 - “Standard Specification for Wrought Stainless Steel for Surgical Instruments”

3. ACESSÓRIOS

Não Aplicável.

4. APRESENTAÇÃO

São disponibilizadas unitariamente, na condição NÃO ESTÉRIL, em embalagens plásticas.

5. INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

As Brocas e Fresas cirúrgicas são instrumentos destinados a perfurar, desbastar e dar acabamento em estruturas ósseas durante os procedimentos cirúrgicos para ortopedia e traumatologia, conectadas a uma peça de mão (perfuradores ativos objeto não incluso nesta notificação).

6. PRINCÍPIO DE FUNDAMENTO E MECANISMO DE AÇÃO

As BROCAS e FRESAS devem ser acopladas a uma peça de mão específica (objeto não incluso nesta notificação), e está conectada em um motor cirúrgico, fornecendo ao cirurgião a capacidade de realizar perfuração, cortes, acabamento, desbastes e raspagem em estrutura óssea.

7. MODO DE USO

Abrir a embalagem puxando pela aba de abertura na extremidade da embalagem, retire o dispositivo da embalagem. Seu manuseio deve seguir técnicas assépticas utilizadas nos centros cirúrgicos. Conectar as Brocas e Fresas na peça de mão, certificando-se que a mesma está bem fixada, interligar a peça de mão ao motor cirúrgico, selecionar a potência do motor de acordo com a necessidade exigida pelo procedimento e executar a operação. Retire as brocas e fresas da peça de mão. O cirurgião encarregado de executar o procedimento é responsável pela escolha dos parâmetros, pela seleção dos instrumentos e a técnica cirúrgica necessária para boa execução do ato cirúrgico.

8. PUBLICO DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

A família de Brocas e Fresas deve ser utilizada somente por profissional da saúde devidamente treinado e habilitado.

9. VALIDADE E ESTERILIZAÇÃO

Prazo de Validade do produto embalado: Indeterminado

Prazo de validade após abertura da embalagem: Indeterminado

Produto passivo de reprocessamento, contudo o fabricante recomenda o uso único.

Os Instrumentais são fornecidos não estéreis, devendo antes de sua utilização ser esterilizados em autoclave hospitalar.

O local de esterilização do produto deverá proceder com todos os requisitos técnicos de esterilização antes de submetê-lo ao processo de esterilização (testes biológicos e físicos da autoclave). É de total responsabilidade do hospital a validação do processo de esterilização.

Os parâmetros adequados do processo para cada equipamento e volume, devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento. É responsabilidade do usuário a garantia de utilização de um processo de esterilização adequado e a verificação da esterilidade de todos os dispositivos, em qualquer fase do processo.

Recomendamos apenas o processo em AUTOCLAVE A VAPOR para esterilização dos implantes.

Utilizar autoclave hospitalar de acordo com o procedimento padrão adequado. Norma aplicável para esterilização

em autoclave a vapor: **NBR ISO 17665:2024 - Esterilização de produtos para saúde - Vapor Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde.** O fabricante validou o ciclo de esterilização conforme os parâmetros descritos na Tabela 6.

Recomenda-se as temperaturas e tempos de esterilização conforme tabela 1, é extremamente importante a validação dos parâmetros do processo, do tipo específico do equipamento de esterilização e configuração para colocação dos produtos de cada instituição de saúde, bem como a apropriada manutenção preventiva e corretiva do equipamento de esterilização. Cabe ao utilizador validar todos os ciclos de esterilização e verificar a esterilidade dos produtos médicos.

Tabela 1 - Parâmetros para Esterilização

Temperatura	Ciclo	Tempo de Exposição
121°C (250°F)	Gravidade	20 minutos (20 minutos de secagem)
134°C (273°F)	Pré-vácuo	4 minutos (20 minutos de secagem)

OBS.: O tempo só deverá ser marcado quando o calor da câmara de esterilização atingir a temperatura desejada.

Cabe ao operador da instituição de saúde validar todos os ciclos de esterilização e verificar a eficácia do processo de esterilização.

O processo de esterilização a vapor a ser realizado pela instituição de saúde é considerado um processo especial que necessita de validação, de forma a garantir que uma vez seguido os parâmetros e métodos especificados será atingido o resultado esperado.

Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada. Não utilizar as BROCAS E FRESAS se houver sinais de danos.

10. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

As BROCAS e FRESAS devem ser armazenadas em local limpo, seco, arejado, a temperatura ambiente e ao abrigo da luz. As condições especiais de armazenamento, manipulação e conservação do produto devem ser seguidas no intuito de assegurar que os componentes permaneçam intactos para o procedimento cirúrgico. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos.

11. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

Devem ser transportados de forma a impedir qualquer alteração com relação às condições de recebimento do Instrumental Cirúrgico e sua embalagem.

12. CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

As BROCAS E FRESAS devem ser manipuladas cuidadosamente e individualmente, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer produto que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e segregado.

Procedimentos relacionados a limpeza do produto médico:

Para reduzir o risco de infecção, é recomendado que os instrumentais sejam limpos antes da esterilização, utilizando uma solução bactericida e antifúngica de largo espectro. Entretanto, deve-se observar:

- Não utilize agentes de limpeza agressivos, tais como ácidos minerais fortes (sulfúrico, nítrico, etc);
- Não use escovas de metal, polidores ou produtos abrasivos;
- Leia sempre as instruções do fabricante do produto desinfetante, sugerindo as concentrações e período de imersão (utilize somente produtos registrados na ANVISA);
- Em banhos térmicos a água nunca deve exceder 45°C para impedir coagulação das proteínas.

➤ **Limpeza manual.**

A limpeza manual dos instrumentais, quando efetuada adequadamente, pode evitar danos e/ou avarias. Entretanto deve-se observar:

- A temperatura da água não pode ultrapassar a temperatura de 45°C. As concentrações dos agentes de limpeza devem ser corretas;
- Utilização de escova apropriada, de preferência de nylon. Nunca utilize escova de aço ou esponjas abrasivas. Isto provoca ruptura da camada passiva;
- Os instrumentais devem ser cuidadosamente enxaguados após a limpeza. Se a água utilizada contiver uma alta concentração de íons, deve ser utilizada água destilada;
- Os instrumentais devem ser secos, imediatamente, após o término da limpeza.

➤ **Máquinas de limpeza.**

Se usadas máquinas de limpeza para os instrumentais, deve-se observar:

- Os instrumentais devem ser colocados em bandejas para não causar danos ou avarias uns aos outros;
- Leia sempre as instruções do fabricante da solução desinfetante, sugerindo as concentrações e período de imersão (utilizar somente produtos registrados na ANVISA);

- O enxágüe deve remover todos os agentes utilizados na limpeza, bem como a solução desinfetante;
- A água destilada é recomendada quando há uma alta concentração de íons na água da rede pública;
- Os instrumentais devem ser secos, imediatamente, após o término da limpeza.

➤ **Limpeza ultrassônica.**

Os instrumentais que forem limpos através de banhos ultrassônicos devem ser inicialmente desinfetados. Deve-se observar:

- Leia sempre as instruções do fabricante da solução desinfetante, sugerindo as concentrações e período de imersão (utilizar somente produtos registrados na ANVISA);
- A temperatura da solução desinfetante deve ser mantida rigorosamente entre 40° e 50°C;
- Enxágüe os instrumentais cuidadosamente.
- Antes da esterilização, o Instrumental Cirúrgico deve ser retirado de sua embalagem original e acondicionado em estojo apropriado para garantir a segurança durante o transporte e esterilização.

13. ADVERTÊNCIAS

- Este Instrumental não deve ser utilizado por pessoal desqualificado;
- O uso incorreto pode causar danos às Brocas e as Fresas cirúrgicas, como quebra, caso ocorra a quebra da broca durante o manuseio, a parte rompida deve ser retirada do local de quebra. O material na qual é fabricado as brocas e fresas não é material implantável e não pode permanecer no corpo humano;
- É importante a utilização de Guia de Brocas para perfuração, pois são elementos que garantem a boa funcionalidade, correto alinhamento e o desempenho pretendido do produto.
- Após o uso é necessário que o Instrumental seja lavado, higienizado e em seguida reesterilizado em autoclave. Esse processo deve ser realizado sempre que o Instrumental for utilizado em uma cirurgia. O reuso do mesmo sem passar por um processo de higienização e reesterilização é expressamente proibido.
- O instrumental deve passar por uma inspeção visual rigora nas pontas ativas de corte, o desgaste das arestas de corte reduz a eficiência do instrumental, gerando atrito excessivo e excessiva aplicação de força axial, que somado a fadiga cumulativa do material, aumenta o risco de deformação e quebra do material, este fator também contribui para a elevação da temperatura no sítio cirúrgico podendo causar necrose térmica do tecido ósseo e de partes moles, caso seja verificado a presença de desgaste excessivo ou partes quebradas, trincadas, na ponta ativa de corte o instrumental deve ser descartado.

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada. Não utilizar as BROCAS E FRESAS se houver sinais de danos.

14. PRECAUÇÕES

- Deve-se tomar cuidado a fim de evitar comprometer a exatidão de seu desempenho. Para minimizar danos, deve ser observado:
- Este Instrumental Cirúrgico deve ser esterilizado em autoclave antes de sua utilização;
- Nunca utilizar uma autoclave que não expurge todo o ar, pois além de não obter-se a esterilização ocorre excesso de temperatura e oxidação;
- Submeter o Instrumental Cirúrgico a um processo de secagem ao final da autoclavagem, sempre que este for armazenado para uso posterior;
- O fabricante recomenda que as Brocas e as Fresas sejam utilizadas com Guias de perfuração (produto não integrante deste registro), para que não ocorra a perda de alinhamento durante a perfuração, e haja proteção às partes moles adjacentes, caso contrário poderá ocorrer danos, por exemplo, quebra do Instrumental;
- As Brocas e as Fresas devem ser conectadas a Perfuradores Elétricos (objeto não incluso nesta notificação) devidamente registrado na Anvisa;
- Durante o procedimento de furação, é imprescindível que o sítio cirúrgico seja submetido a uma irrigação abundante e contínua com solução fisiológica estéril e resfriada, para refrigeração e lubrificação, dissipando o calor gerado pelo atrito mecânico, evitando e reduzindo a possibilidade de ocorrer a necrose térmica. O fluxo constante do fluido auxilia na remoção mecânica e imediata dos debris e raspas ósseas gerados durante o corte, desobstruindo as ranhuras do instrumental, otimizando a visibilidade do campo cirúrgico e garantindo a máxima eficiência e segurança biológica do processo.
- O Instrumental não deve ser utilizado para finalidades diferentes daquelas para as quais foram projetados.

15. CONTRA INDICAÇÕES

- Estes instrumentais não são projetados para procedimentos neurocirúrgicos intracranianos ou cardiovasculares centrais.
- Contraindicado para uso em pacientes com histórico confirmado de alergia a metais, especificamente ao Níquel ou Cromo, elementos químicos presentes na composição do aço inoxidável encontrados nas ligas ASTM F899.
- Contraindicado o uso se a densidade cortical for insuficiente para sustentar a estabilidade do procedimento ou se houver risco iminente de colapso estrutural do osso, principalmente em indivíduos com qualidade óssea severamente comprometida e/ou com osteopenia/osteoporose grave).

- Contraindicado o acionamento e corte em osso sem refrigeração contínua com solução fisiológica estéril.
- Contraindicado o acionamento em peças de mão ou motores que não atendam estritamente aos padrões de encaixe ou que operem acima da rotação máxima especificada pelo fabricante.

16. EFEITOS ADVERSOS

Não são conhecidos efeitos adversos diretos desde que o instrumental seja utilizado estritamente conforme as indicações de uso e os parâmetros técnicos sejam respeitados. No entanto, o uso incorreto, a força excessiva podem acarretar em:

- Necrose térmica do tecido ósseo ou lesão de tecidos moles adjacentes devido ao superaquecimento por atrito.
- Lacerações teciduais decorrentes de fragmentação ou quebra intraoperatória do instrumental.
- Reações inflamatórias locais ou hipersensibilidade em pacientes com sensibilidade a componentes da liga de aço inoxidável (como Níquel e Cromo).
- Risco de infecção do sítio cirúrgico decorrente de falhas de esterilização.

17. DESCARTE DO PRODUTO

Fica sob responsabilidade da instituição hospitalar garantir a descaracterização do implante para impedir seu reuso. Este procedimento deve ser realizado obrigatoriamente após a descontaminação/esterilização ou através de incineração, seguindo rigorosamente o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) da instituição e as normas de segurança do trabalho.

Atenção: Não recomenda-se a destruição mecânica manual (corte ou deformação) de instrumentais ainda contaminados, devido ao risco de acidentes com perfurocortantes e contaminação biológica.

Devolução de Produtos Danificados (Não Contaminados): Produtos que sofreram danos de armazenamento, transporte ou manipulação (antes do uso cirúrgico) devem ser devolvidos ao fornecedor, para que o mesmo promova o descarte adequado.

18. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

A TORIDE, como fabricante de produtos para a saúde, é responsável pela rastreabilidade da família de BROCAS e FRESAS.

Os dispositivos que possuem área suficiente, são identificados de forma a possibilitar sua rastreabilidade, através

de marcação do LOGOTIPO | LOTE no corpo do instrumental (marcação inviolável e com identificação única por lote) e pelas informações constantes nas etiquetas de rastreabilidade fornecidas anexas ao produto (embalagem primária). Os dispositivos que não possuem área suficiente para marcação, sua rastreabilidade são garantidas pelas informações constantes nas etiquetas de rastreabilidade fornecidas anexas ao produto (embalagem).

19. MODELO DE ROTULAGEM EXTERNA

Dentro da embalagem primária seguem 3 (três) etiquetas de rastreabilidade.

Recomenda-se que as etiquetas de rastreabilidade sejam utilizadas conforme indicado abaixo:

- Etiqueta 1: Fixada no prontuário clínico do paciente;
- Etiqueta 2: Fixada nos controles internos do hospital/CME;
- Etiqueta 4: Destinada ao controle fiscal/rastreabilidade do distribuidor;

Recomenda-se que o hospital mantenha a identificação dos instrumentais no prontuário do paciente, para tornar possível a rastreabilidade dos instrumentais utilizados através do registro de no mínimo código, número de lote e número de registro do produto.

Eventos adversos em qualquer produto para a saúde devem ser notificados ao fabricante com a descrição do evento e dos dados de rastreabilidade que permitam a análise da causa do evento. Recomenda-se informar também o número de registro do produto. Estas informações constam nas etiquetas de rastreabilidade que acompanham a embalagem do produto.

Na figura 1 é apresentado o modelo de rotulagem, na tabela 2 são fornecidas a descrição dos dados bem como a legendas dos símbolos utilizados no rótulo. O modelo de rotulagem apresentado encontra-se em conformidade com os requisitos normativos da RDC 751/2022, RDC 591/2021 e ISO 15223-1:2021.

1	REF	0.00.00.00.00.000	3	LOT	X00000/000000-000000	5	QTD: XX													
2		0000/00/00	4		0000/00/00	6	ANVISA: XXXXXXXX													
7	Produto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bloqueados AV Total.																			
8	N. Técnico XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (N. Técnico - continuação.)																			
9	N. Comercial: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (N. Comercial - continuação.)																			
10	Material: XXX XX																			
11	N. Registro Adicional																			
12	MD	13	14	15	16	17	18													
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22
23		Armazenamento, conservação e					26		(01)00000000000000											
24		manipulação, consulte IU em:					27		(10)0000000000000000											
25		www.toride.com.br/iu							(11)0000/00/00											
		28	IU: 80084420003	29	rev: 000					(17)0000/00/00										
30	Fabricante e Detentor Registro							33	Responsável Técnico											
31		Toride Ind. Com. Ltda						Engº Dr. Toride. S. Celegatti Fº												
		CNPJ: 54.673.199/0001-48						CREA: 5061019918												
32		Av. Caetano Schincariol, nº 97					34	SAC: 0800 772 2258												
		Mogi Mirim-SP Brasil					35	sac@torideimplantes.com.br												
36	Importante: Verifique a Revisão da Instrução de Uso (IU) no rótulo do produto.																			
37	Solicite pelo SAC, IU na versão impressa sem custo adicional, inclusive de envio.																			

Figura 1 – Modelo de rotulagem

Legenda: Os bullets azuis com numeração interna, são identificadores (ID's) utilizados para facilitar o leitor identificar os campos do modelo de rotulagem, não compõem e nem fazem parte do rótulo.

Tabela 2 - Descrição das informações da rotulagem.

ID	Símbolo	Referência	Descrição
1	REF	Referência	Indica o número do código do produto, de modo que o dispositivo médico possa ser identificado.
2		Data de Fabricação	Indica a data em que o dispositivo médico foi fabricado.
3	LOT	Número do Lote	Indica o código de lote do fabricante de modo que o lote possa ser identificado e rastreado.
4		Data de Validade	Indica a data limite de uso do dispositivo médico.
5	QTD	Quantidade	Indica a quantidade por embalagem.

ID	Símbolo	Referência	Descrição
6	ANVISA	Número Registro na ANVISA	Indica o número registro do dispositivo junto a Anvisa.
7	---	Descrição do Produto	Indica a descrição do nome comercial do dispositivo.
8	---	Nome Técnico	É o nome padronizado utilizado pela Anvisa para identificar o classificar o registro de dispositivo médico.
9	---	Nome Comercial	É o nome padronizado utilizado pelo Fabricante para identificar e classificar o registro de dispositivo médico.
10	---	Material	Indica o tipo de material que o dispositivos médico foi fabricado.
11	---	Número Registro - Adicional	Campo destinado para o número de registro de outros países quando aplicável.
12		Medical Device	Indica que o produto é um dispositivo médico.
13		Consulte IU	Indica a necessidade de o utilizador consultar as instruções de utilização - IU.
14		Não estéril	Indica que o dispositivo médico que não foi sujeito a um processo de esterilização, e está sendo fornecido não estéril.
15		Não reutilizar	Indica um dispositivo médico indicado para uma uso único, e que portanto é proibida o reprocessamento.
16		Embalagem danificada	Indica que o dispositivo médico que não deve ser utilizado caso a embalagem esteja danificada ou aberta, e que o utilizador deve consultar as instruções de uso para obter mais informações.
17		Atenção	Indica que é necessária precaução ao utilizar o dispositivo.
18		UDI	Indica que o dispositivo contém informação de identificação única de dispositivo - UDI.
19		Frágil	Indica que o dispositivo médico que pode ser quebrado ou danificado se não for manuseado com cuidado.
20		Temperatura	Indica os limites de temperatura aos quais o dispositivo médico pode ser exposto em segurança.
21		Manter Seco	Indica que o dispositivo médico deve ser protegido de humidade, e deve ser mantido e armazenado em local seco.

ID	Símbolo	Referência	Descrição
22		Abrigo da Luz	Indica que o dispositivo médico deve ser protegido de fontes de luz.
23		QR CODE	Indica o Lote e Quantidade.
24	---	Armazenamento, conservação e manipulação consulte IU.	Indica uma instrução que o usuário deve seguir para obter informações sobre armazenamento, conservação e manipulação.
25	---	Endereço Website da Instrução de Uso	Indica o endereço eletrônico que o usuário deve utilizar para ter acesso a IU sem custo.
26		Data Matrix	Indica a String que contém o UDI do dispositivo.
27	---	Visão humano do Código GTIN-13 - UDI	Indica o Código UDI na visão humana. (01) GTIN-13 (10) Lote (11) Fabric. (17) Validade
28	IU:	Número da Instrução de Uso	Indica o número da IU instrução de uso cadastrada pelo fabricante.
29	rev.:	Número da Revisão da Instrução de Uso	Indica o número da revisão atual da Instrução de uso.
30	---	Fabricante e Detentor do Registro.	Indica que o campo abaixo contém informações sobre o fabricante e o detentor do registro.
31		Fabricante	Indica o nome do fabricante, CNPJ, bem como sua logomarca.
32	---	Endereço	Indica o endereço do fabricante.
33	---	Responsável Técnico	Indica o nome do Responsável Técnico, bem como seu número de registro no conselho de classe.
34	---	Telefone SAC	Indica o telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente SAC.
35	---	E-mail SAC	Indica o endereço eletrônico (e-mail) do Serviço de Atendimento ao Cliente.

ID	Símbolo	Referência	Descrição
36	Importante	Nota de advertência e aviso de segurança.	Indica que o usuário deve verificar a revisão da Instrução de Uso (IU) no rótulo do produto, de modo que esteja com a versão atualizada do da IU.
37	- - -	Nota de aviso informativa.	Indica a forma de acesso a IU através do SAC sem custo adicional.

20. RECLAMAÇÃO / ATENDIMENTO AO CLIENTE

Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas nas Instruções de Uso de nossos produtos, a TORIDE em acordo com a IN nº 4/2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no site: <http://www.toride.com.br/iu>

Importante: Verifique a versão da Instrução de Uso indicado no rótulo do produto, juntamente com o nº do registro, e clique em "Download" no documento desejado para iniciar a transferência do arquivo. Verifique se a versão da instrução de uso coincide com a versão mencionada no rótulo do produto.

Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço ao Consumidor através do telefone **08007722258** ou pelo e-mail: **sac@torideimplantes.com.br**.

Caso alguma " **BROCAS E FRESAS** "apresente alguma não conformidade dentro de sua embalagem original e que esteja fora de suas especificações ou que gere qualquer insatisfação, notificar diretamente o Serviço de Atendimento ao cliente - **08007722258** ou pelos e-mails: **sac@torideimplantes.com.br**.

Proceder com o envio do produto dentro da embalagem original e etiquetas de rastreabilidade devidamente identificado com descrição das não conformidades e com nota fiscal de devolução para o endereço do fabricante. Caso haja necessidade de realizar alguma reclamação de alguma " **BROCAS E FRESAS**" relacionada a algum evento adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, problemas graves ou morte relacionados com esse produto, o cirurgião responsável deverá comunicar este evento adverso ao órgão sanitário competente e a **TORIDE** através do e-mail: **sac@torideimplantes.com.br** ou pelo telefone **0800-772-2258**. Em caso de dúvidas o cirurgião responsável ou profissional de saúde poderá fazer a comunicação do evento através do Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/cadastro.htm>

DECLARAMOS VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NESTE MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º TORIDE S. CELEGATTI F.

CREA/SP 5062655860